



Ana Ion

**ANALIZE
PRIN
METODE
ELECTROCHIMICE**



Ars Docendi 

ANALIZE PRIN METODE ELECTROCHIMICE

Coperta:
Ștefan Pârcălăbescu

Volum editat cu sprijinul financiar al Consiliului Național de Finanțare al
Învățământului Superior (Proiect CNFIS 183/2000-2002)

EDITURA ARS DOCENDI A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
editură academică recunoscută de
Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior

Șos. Panduri 90, sector 5, București
Tel./Fax: 021 410 25 75
E-mail: ars.docendi@chem.unibuc.ro
<http://www.arsdocendi.ro>

ISBN 973-558-046-2

Ana Ion

ANALIZE PRIN METODE ELECTROCHIMICE



Ars Docendi 2002

PREFAȚĂ

Lucrarea cuprinde un set de aplicații de laborator ale metodelor electrochimice de analiză. Metodele prezentate expun principiile analizei directe sau indirecte (titrări). Sunt expuse și alte aplicații ale acestor metode, în special în determinarea constantelor termodinamice ale unor compuși, ca de exemplu, constanta de ionizare a unui electrolit slab, constantele de aciditate ale unei specii cu caracter amfiprotic, punctul izoelectric al unui aminoacid, constanta de formare a unei combinații complexe.

Analiza directă este exemplificată prin metode relative, cum sunt metoda dreptei de etalonare sau metoda comparației. Titrările monitorizate prin măsurarea unei mărimi fizice, caracteristice unuia dintre participanții la reacția de titrare (analit, titrant sau produși de reacție), evidențiază mai buna selectivitate a acestui tip de determinări și, totodată, permit exemplificarea unor principii generale din chimia analitică.

Fiecare aplicație este structurată pe două secțiuni principale, care expun, pe de o parte, principiile metodei respective, iar pe de altă parte, oferă detalii asupra procedurii de lucru în realizarea analizei. La final lucrarea cuprinde câteva întrebări și probleme, utile pentru aprofundarea unor noțiuni teoretice.

Pentru realizarea acestei lucrări s-au utilizat ca surse de informare două lucrări în domeniu, anume "Metode electrochimice în analiza chimică" (ediția a 2-a), autori Ana Ion și F. G. Bănică (Editura Ars Docendi, 2002) și, respectiv, "Metode electrochimice de analiză. Partea I - Metode conductometrice, voltametrice și coulometrice de analiză", autori F. G. Bănică, Elena Diacu, Ana Ion (Centrul de multiplicat al UPB, București, 1997).

CUPRINS

1. Determinarea potențiometrică a pH-ului cu electrodul cu membrană de sticlă.....	7
2. Analiza unei probe de acid acetic prin titrare potențiometrică de neutralizare.....	17
3. Determinarea potențiometrică a anionului iodură cu electrod ion-selectiv.....	27
4. Determinarea ionilor I^- și Cl^- în amestec prin titrare potențiometrică de precipitare (titrarea argentometrică).....	36
5. Determinarea fierului(II) prin titrare potențiometrică redox cu sulfat de ceriu(IV)	42
6. Titrarea conductometrică a unei baze tari și a unei baze slabe....	47
7. Determinarea polarografică a cationilor Cu^{2+} , Cd^{2+} și Zn^{2+} în amestec.....	56
8. Determinarea ionilor Cu(II) și Zn(II) din apa potabilă prin metoda puls-polarografiei diferențiale.....	67
9. Determinarea glicinei prin titrare potențiometrică.....	76
10. Determinarea polarografică a constantei de formare a oxalatului de plumb.....	79
11. Determinarea constantelor de aciditate și a punctului izoelectric al glicinei.....	88
12. Determinarea constantei de ionizare a acidului acetic	96
Întrebări și probleme.....	105

DETERMINAREA POTENȚIOMETRICĂ A pH-ULUI CU ELECTRODUL CU MEMBRANĂ DE STICLĂ

SCOPUL LUCRĂRII este de a prezenta aplicațiile metodei potențimetrice în determinări directe de pH, utilizând electrodul cu membrană de sticlă ca electrod indicator al ionilor hidroniu. Importanța deosebită a lucrării rezultă și din faptul că metoda potențimetrică este practic metoda cea mai frecvent utilizată pentru determinarea pH-ului unei soluții.

Secțiunile lucrării:

A. PRINCIPIUL METODEI

1. Introducere
2. Principiul de funcționare a electrodului de sticlă
3. Celula electrochimică
4. Măsurarea pH-ului cu ajutorul pH-metrului
5. Caracteristicile electrodului de sticlă

B. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

A. PRINCIPIUL METODEI

1. Introducere

Metodele potențimetrice de analiză sunt metode electrochimice bazate pe determinarea tensiunii electromotoare a unei celule electrochimice (T.E.M.) în condiții de echilibru, adică la o valoare practic nulă a curentului electric prin celulă.

Determinarea potențimetrică a pH-ului presupune utilizarea unor **electrozi indicatori ai concentrației ionilor de hidroniu (senzori de pH)**. Acești senzori se caracterizează prin faptul că în anumite condiții prezintă un potențial de electrod care se corelează liniar cu pH-ul soluției cu care se află în contact. Printre senzorii potențimetrici pentru determinarea

Celula electrochimică:

- **electrod indicator**
- **electrod de referință**
- **proba**


pH-ului se numără: electrodul cu membrană de sticlă; electrodul de hidrogen; electrodul de chinhidronă; electrodul de stibiu.

2. Principiul de funcționare a electrodului de sticlă

Electrodul cu membrană de sticlă funcționează pe baza echilibrului proceselor de schimb ionic stabilite la interfața membrană/soluție. Electrodul cu membrană de sticlă a fost primul (și mult timp, singurul) electrod cu membrană, fiind adoptat în practica de laborator după 1930, și denumit pe scurt "electrod de sticlă".

Hidratarea membranei de sticlă


Membrana de sticlă este higroscopică. Hidratarea se realizează prin menținerea timp îndelungat (1 - 2 zile) a membranei în contact cu o soluție apoasă slab acidă, rezultând astfel pe suprafața membranei un strat superficial puternic hidratat. Simultan, o parte din ionii de sodiu din stratul superficial vor fi substituiți cu ioni de hidrogen, proveniți din soluție, printr-un proces de schimb ionic:



Constanta de echilibru a acestui proces este atât de mare încât practic suprafața membranei de sticlă constă dintr-un gel de acid silicic. Grosimea acestui strat este de ordinul 10^{-4} mm. În interiorul membranei structura sticlei nu se modifică în urma contactului cu soluția.

Echilibre de schimb ionic la interfața membrană/soluție

Atunci când membrana de sticlă se imersează într-o soluție, la nivelul celor două interfețe membrană/soluție au loc procese de schimb ionic, care pot fi exprimate prin echilibrele:



Procesul de mai sus determină apariția unui exces de grupări anionice pe fiecare față a membranei, deci a unor sarcini negative (Fig. 1). Cantitatea de electricitate astfel acumulată depinde de concentrația ionilor de hidrogen în soluție. Cu cât aceasta este mai mică, cu atât va fi mai mare numărul de grupări negative în stratul superficial al membranei.




Fig. 1 - Separarea sarcinilor electrice la interfața membrană - soluție.

Rezultă, așadar, că densitatea de sarcini electrice în stratul superficial al membranei este determinată de pH-ul soluției cu care aceasta este în contact. Pentru a utiliza în scopuri practice această proprietate, se recurge la măsurarea diferenței de potențial electric între cele două fețe ale membranei, cu condiția ca acestea să fie în contact cu soluții diferite. Diferența de potențial astfel determinată se numește "**potențial de membrană**", notat ε_m . Potențialul de membrană se exprimă prin relația:

$$\varepsilon_m = \varepsilon_{as} + 2,303 \frac{RT}{F} \log \frac{a_{H,1}}{a_{H,2}} \quad (2)$$

și indică faptul că potențialul de membrană depinde de activitatea ionilor de hidroniu din soluțiile celor două compartimente ale celulei, cu care membrana vine în contact ($a_{H,1}$ și $a_{H,2}$).

Termenul ε_{as} din relația (2) poartă numele de **potențial de asimetrie** și reprezintă potențialul de membrană înregistrat atunci când cele două soluții, cu care membrana se află în contact, au compoziții identice ($a_{H,1} = a_{H,2}$). Potențialul de asimetrie reflectă diferențele de structură între cele două fețe ale membranei și variază lent în timp, fiind o sursă de erori în determinările potențiometrice de pH cu electrod de sticlă. Pentru a elimina această sursă de erori se recurge la etalonări

Potențialul de membrană,

ε_m

R - constanta gazului ideal

F - constanta Faraday

T - temperatura în Kelvin

Potențialul de asimetrie,

ε_{as}

și verificări frecvente, cu ajutorul unor soluții standard având pH-ul cunoscut cu exactitate.

Pentru a măsura potențialul de membrană, se introduce în fiecare din cele două soluții cu care se află în contact membrana câte un electrod de referință (ER1 și ER2) iar aceștia se conectează la un instrument pentru măsurarea tensiunii electrice.

Pentru a determina activitatea ionilor de hidroniu dintr-o probă (de exemplu $a_{H,1}$ în relația (2)), este necesar ca cea de a doua soluție, cu care membrana se află în contact, să aibă pH constant (de exemplu $a_{H,2} = \text{constant}$).

Electrodul de sticlă - alcătuire

Principiul constructiv al unui electrod cu membrană de sticlă este prezentat în Fig. 2. Componentele sale principale sunt:

- Membrana de sticlă (1)
- Electrodul de referință intern (2). Potențialul său este constant și va fi notat în continuare $\mathcal{E}_{ref, 2}$.
- Soluția internă (3) cu pH constant și tărie ionică constantă ($a_{H2} = \text{constant}$). Dacă electrodul de referință inclus în electrodul cu membrană este electrodul $\text{Ag}|\text{AgCl}|\text{Cl}^- (c)$, atunci soluția internă este o soluție de KCl saturată cu AgCl.





Fig. 2 - Instalația experimentală utilizată în determinarea potențiometrică a pH-ului. (1) Membrana de sticlă; (2) electrod de referință intern; (3) soluția internă a electrodului de

sticlă ($pH = \text{constant}$, $a_{Cl} = \text{constant}$); (4) electrod de referință extern; (5) joncțiune; (6) soluție KCl; (7) proba.

3. Celula electrochimică

Celula electrochimică utilizată în determinarea potențimetrică a pH-ului este prezentată în Fig. 2. Această celulă se poate reprezenta în mod simplificat astfel:



în care s-au introdus notațiile:

- $\mathcal{E}_{ref,1}$ - potențialul electrodului de referință extern;
- \mathcal{E}_j - potențialul de joncțiune;
- \mathcal{E}_m - potențialul de membrană;
- $\mathcal{E}_{ref,2}$ - potențialul electrodului de referință intern.

T.E.M. a celulei se exprimă prin termenii:

$$\mathcal{E}_{cel} = k'2,303 \frac{RT}{F} \log a_H + \mathcal{E}_{as} + \mathcal{E}_j \quad (3)$$

**Tensiunea
electromotoare a
celulei**
 \mathcal{E}_{cel}

în care termenul k' include mărimile constante ($\mathcal{E}_{ref,1}$, $\mathcal{E}_{ref,2}$, $a_{H,2}$) iar a_H este activitatea ionului H^+ în probă.

În condițiile în care potențialul de joncțiune nu variază în cursul determinărilor iar potențialul de asimetrie a fost corectat în etapa de etalonare, relația (3) se poate rescrie în forma:

$$\mathcal{E}_{cel} = k + 2,303 \frac{RT}{F} \log a_H \quad (4)$$

Reamintim că pH-ul unei soluții se definește prin relația:

$$pH = -\log a_H = -\log f_H [H^+] \quad (5)$$

pH = - log a_H

în care mărimea a_H desemnează activitatea iar mărimea f_H reprezintă coeficientul de activitate al ionului de hidroniu. Se

observă că T.E.M. este o funcție liniară de pH, panta având valoare negativă:

Corelația ε_{cel} - pH

$$\varepsilon_{cel} = k - 2,303 \frac{RT}{F} \cdot pH \quad (5)$$

Relația (5) este **funcția de etalonare în determinările potențimetrice de pH** cu electrodul de sticlă.

Sensibilitatea teoretică (ideală) a electrodului se definește astfel:

Sensibilitatea (panta) electrodului

$$S_t = \frac{\Delta \varepsilon_{cel}}{\Delta pH} = -2,303 \frac{RT}{F} \quad (6)$$

Sensibilitatea electrodului depinde de temperatură, având valoarea de - 0,059 V/unitate de pH la 25°C.

Majoritatea electrozilor prezintă abateri de la comportarea ideală, motiv pentru care se definește **sensibilitatea reală** a unui electrod. Aceasta se corelează cu sensibilitatea teoretică prin intermediul coeficientului s ($s > 0,95$), care exprimă abaterea electrodului de la funcționarea ideală:

s : 0,95 - 1,00

$$S = S_t \cdot s \quad (7)$$

În concluzie, funcția de etalonare a electrodului cu membrană de sticlă se formulează astfel:

Funcția de etalonare în determinarea potențimetrică a pH-ului

$$\varepsilon_{cel} = k + S \cdot pH \quad (8)$$

4. Măsurarea pH-ului cu ajutorul pH-metrului

Măsurarea pH-ului unei soluții, utilizând ca electrod indicator electrodul cu membrană de sticlă, se realizează cu ajutorul instrumentelor numite **pH-metre**. Aceste instrumente sunt milivoltmetre de mare precizie (precizie de cel puțin $\pm 0,001$ V), a căror scală este gradată în unități de pH, ca urmare a corelației liniare dintre pH și T.E.M. a celulei:

$$pH_{indicat} = a + b \varepsilon_{cel} \quad (9)$$

a și b sunt parametri reglabili ai pH-metrului.

Funcția de etalonare a electrodului cu membrană de sticlă este de tipul (8), $\varepsilon_{cel} = k + SpH$, și se rescrie în forma:

$$pH_{proba} = a' + b' \varepsilon_{cel} \quad (10)$$

în care $a' = -k / S$ și $b' = 1 / S$ sunt parametrii celulei cu electrod de sticlă.

Etalonarea pH-metrului presupune reglarea mărimilor a și b astfel încât să fie îndeplinite condițiile: $a = a'$ și $b = b'$. În acest scop se utilizează două soluții standard de pH.

Prima soluție standard se alege astfel încât pH-ul său să fie cât mai apropiat de pH-ul soluției interne a electrodului de sticlă. Se reglează parametrul a până când valoarea indicată de instrument este pH-ul soluției standard (**reglaj de asimetrie**).

Corectarea parametrului b se face în raport cu o a doua soluție standard de pH (**reglaj de pantă**).

După etalonare se poate efectua determinarea rapidă și precisă a pH-ului unui mare număr de probe fără a fi necesară recalibrarea frecventă a pH-metrului. Totuși, datorită modificării lente în timp a unor parametri, cum ar fi potențialul de asimetrie, este recomandabil să se verifice zilnic instrumentul cu ajutorul unor soluții etalon și să se repete, la nevoie, etalonarea.

O atenție specială trebuie acordată temperaturii de lucru. Este indicat ca temperatura probei să fie egală cu cea a soluțiilor etalon. În plus, trebuie să se țină seama de faptul că pH-ul unei soluții standard este ușor dependent de temperatură, abaterile fiind tabelate în lucrări de specialitate. Dacă există diferențe mari între temperatura probei și cea a soluțiilor standard, se poate recurge la corecții, efectuate cu ajutorul unor reglaje speciale, cu care este prevăzut pH-metrul.

În Tabelul 1 sunt indicate o serie de substanțe **standard de pH** și concentrațiile molale (m) ale soluțiilor ce trebuie preparate în mod riguros, astfel ca pH-ul acestora să aibă valoarea indicată în tabel.

Etalonarea pH-metrului

1. Reglaj de asimetrie
2. Reglaj de pantă

**Standarde de pH,
conform NIST
(National
Institute of
Standards and
Technology)**

Tabelul 1 – Standarde de pH.

<i>Nr. crt.</i>	<i>Substanța</i>	<i>Concentrația, m (mol solut/ kg H₂O)</i>	<i>pH_s la 25°C</i>
1	Tartrat acid de potasiu (C ₄ H ₅ O ₆ K)	sol. saturată	3,557
2	Citrat biacid de potasiu (C ₆ H ₇ O ₇ K)	0,05	3,776
3	Ftalat acid de potasiu (C ₈ H ₅ O ₄ K)	0,05	4,008
4	KH ₂ PO ₄ /Na ₂ HPO ₄	0,025 + 0,025	6,865
5	KH ₂ PO ₄ /Na ₂ HPO ₄	0,008695 +0,03043	7,413
6	Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O	0,01	9,180
7	NaHCO ₃ /Na ₂ CO ₃	0,025 + 0,025	10,012



5. Caracteristicile electrodului de sticlă

- 1) Domeniul de răspuns liniar este în general situat între pH 1 și 11. În afara acestui domeniu de pH determinările sunt afectate de erori. Pentru măsurători în afara acestui domeniu se poate recurge la electrodul de hidrogen.
- 2) Sensibilitatea electrodului de sticlă este teoretic exprimată prin relația (6). Sensibilitatea reală (S) definește expresia funcției de etalonare (relația 8). Sensibilitatea depinde de temperatură, ceea ce solicită controlul temperaturii atât în etapa de etalonare, cât și în etapa de măsurare a pH-ului.
- 3) Precizia determinărilor de pH este în jur de $\pm 0,01$ unități de pH. Precizia acceptată în determinări uzuale este $\pm 0,1$ unități de pH.
- 4) Rezistența mecanică și electrică a membranei. Membrana este confecționată din sticlă subțire, având grosimea sub 1 mm, ceea ce determină o slabă rezistență mecanică și impune manipularea extrem de atentă a electrodului. Rezistența electrică a membranei este mare (peste $10^8 \Omega$), motiv pentru

care instrumentul utilizat la măsurarea T.E.M. trebuie să aibă o rezistență internă de ordinul $10^{14} - 10^{16} \Omega$.

B. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și ustensile




- Standarde de pH (soluțiile 3 și 6 din Tabelul 1)
- Pahare Berzelius 150 ml (3)
- Electrode de sticlă
- Electrode de referință (electrod de calomel saturat sau argint/clorură de argint)
- pH-metru

Mod de lucru

1. Se pregătesc cele două soluții standard de pH necesare pentru calibrarea pH-metrului.
2. Electrodele de sticlă și electrodele de referință se spală cu apă distilată, evitând atingerea membranei de sticlă cu vârful pisetei. Se usucă prin tamponare cu hârtia de filtru și se introduc în paharul care conține primul standard de pH (soluția standard 3 din Tabelul 1).

ATENȚIE! Se solicită atenție deosebită în manevrarea electrozilor! Electrozii nu se răstoarnă și nu se deplasează de la masa de lucru!

3. Se constituie celula electrochimică conform modelului din Fig. 2.
4. Se respectă instrucțiunile asistentului în utilizarea pH-metrului.
5. După stabilizarea indicației pH-metrului se ajustează valoarea indicată la valoarea de pH corespunzătoare standardului utilizat (pH = 4,008 la 25°C) prin manevrarea butonului care realizează reglajul de asimetrie.



6. Se reface celula electrochimică reluând pașii 2-4, utilizând ca standard de pH soluția 6 din Tabelul 1.
7. După stabilizarea indicației pH-metrului se ajustează valoarea indicată la valoarea de pH corespunzătoare standardului utilizat ($\text{pH} = 9,18$ la 25°C), prin manevrarea butonului care realizează reglajul de pantă.
8. Se verifică corectitudinea etalonării (etapă opțională) cu ajutorul unui alt standard de pH.
9. Pentru determinarea pH-ului unei probe necunoscute electrozii se spală cu apă distilată, se usucă prin tamponare cu hârtia de filtru și se introduc în paharul care conține proba.
10. După stabilizarea indicației se citește valoarea pH-ului afișată pe ecranul pH-metrului.
11. Rezultatele se prezintă sub forma unui tabel realizat după modelul de mai jos:

Prezentarea rezultatelor experimentale

<i>Soluție</i>	<i>pH</i>
Standard 1	
Standard 2	
Standard 3	
Probă	

ANALIZA

UNEI PROBE DE ACID ACETIC

PRIN TITRARE POTENȚIOMETRICĂ

DE NEUTRALIZARE

SCOPUL LUCRĂRII este de a determina cantitatea de acid acetic dintr-o probă prin titrare potențiometrică acido-bazică. Se va înregistra curba de titrare, evidențiindu-se diverse modalități de determinare a volumului de echivalență.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPIUL METODEI

1.1. Caracteristici generale ale analizei indirecte

1.2. Curba de titrare potențiometrică

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

ANEXA 1 - Descrierea electrodului de chinhidronă

ANEXA 2 - Procedee de determinare a volumului de echivalență

1. PRINCIPIUL METODEI

1.1. Caracteristici generale ale analizei indirecte

Metoda potențiometrică se poate aplica atât în determinări analitice directe cât și în determinări indirecte. **În varianta indirectă metoda potențiometrică se utilizează pentru a urmări desfășurarea unei reacții de titrare, care poate fi o reacție de neutralizare, de precipitare, de complexare sau redox.**

**Reacția de
titrare**

Principiile cunoscute din volumetria clasică se aplică și în cazul determinărilor titrimetrice prin metode instrumentale. Astfel, reacția de titrare trebuie să fie stoechiometrică, să se desfășoare rapid și complet, fără a fi

**Curba de
titrare: $y - V_a$**

însoțită de reacții secundare. Titrantul se adaugă în soluția analitului în incremente mici cu ajutorul biuretei. În cazul în care titrarea se realizează printr-o metodă instrumentală, după fiecare adaos soluția analitului se omogenizează prin agitare după care se măsoară o anumită proprietate (semnalul analitic, y) a analitului sau a altui participant la reacția de titrare (titrant, produs de reacție) cu ajutorul instrumentului analitic. Setul de date obținute sub forma semnal analitic - volum de titrant adăugat probei se reprezintă grafic, rezultând **curba de titrare**, $y - V_a$.

**Volumul de
echivalență: V_e**

Punctul de echivalență este momentul când în probă s-a adăugat acel volum din soluția titrantului care conține o cantitate de reactiv echivalentă cu cantitatea de analit din probă, în conformitate cu reacția de titrare. În cazul metodelor instrumentale condițiile de lucru se aleg astfel încât curba de titrare să prezinte un punct caracteristic, ușor de evidențiat, corespunzător punctului de echivalență. Acesta va indica **volumul de echivalență**.

**Funcția de
etalonare în
analiza
volumetrică**

Cantitatea de analit se calculează cu ajutorul funcției de etalonare cunoscute din volumetria clasică, dedusă pe baza principiilor stoechiometriei:

$$m = V_e \cdot c_T \cdot \frac{a}{t} \cdot M_A \quad (2)$$

în care a este coeficientul stoechiometric al analitului în reacția de titrare, t este coeficientul stoechiometric al titrantului în reacția de titrare, c_T este concentrația molară a reactivului de titrare (în $\text{mol} \cdot \text{l}^{-1}$), M_A este masa molară a analitului și V_e este volumul de echivalență (exprimat în relația (2) în l).

Se remarcă faptul că valorile semnalului analitic (y) nu intervin în calculul cantității de substanță, m , ceea ce justifică atributul “indirect” conferit acestor procedee.

Semnalul analitic poate fi selectat astfel încât să depindă de concentrația uneia sau a mai multor specii implicate în reacția de titrare (analit, titrant sau produși de reacție).

Pentru a defini cât mai corect punctul de echivalență este necesară înregistrarea unui număr cât mai mare de puncte experimentale, ceea ce face ca metoda să fie destul de laborioasă. Durata analizei se reduce considerabil atunci când se utilizează instrumentație de laborator automatizată, cum ar fi titratoarele automate.

1.2. Curba de titrare potențimetrică

Se consideră reacția de titrare a unui acid slab, HA (de exemplu acid acetic) cu o bază tare, BOH (de exemplu NaOH):



Curba de titrare, reprezentată în forma pH - volum de titrant adăugat (V_a) poate fi trasată experimental, punct cu punct, dacă există posibilitatea de a determina pH-ul soluției (sau o mărime proporțională cu pH-ul) după fiecare adaos de reactiv de titrare.

Măsurarea potențimetrică a pH-ului unei soluții implică măsurarea T.E.M. a unei celule electrochimice constituite din:

- electrod indicator al ionului hidroniu
- electrod de referință;
- proba menținută sub agitare continuă, uniformă.

Tensiunea electromotoare (T.E.M) a celulei electrochimice de mai sus (exprimată în volți) este dată de expresia:

$$\varepsilon_{cel} = \varepsilon_{ind} - \varepsilon_{ref} \quad (3)$$

Deoarece potențialul electrodului de referință, ε_{ref} , este constant iar pentru un electrod indicator al ionilor hidroniu funcția de etalonare are expresia generală:

$$\varepsilon_{ind} = k + \frac{RT}{F} \ln[H_3O^+] \quad (4)$$

în care k este o mărime constantă, specifică electrodului, rezultă următoarea expresie a T.E.M. a celulei electrochimice:

$$\varepsilon_{cel} = k' - 2,303 \frac{RT}{F} \log[H_3O^+] \quad (5)$$

Curba de titrare:
pH - V_a

Celula
electrochimică

Tensiunea
electromotoare
a celulei, ε_{cel}

Constanta k' include și potențialul electrodului de referință. Expresia (5) capătă următoarea formă la 25°C:

$$\varepsilon_{cel} = k'\theta, \quad 05916pH \quad (6)$$

$\varepsilon_{cel} - pH$

Titrare analitului este însoțită de modificarea concentrației ionilor de hidroniu din soluție, iar acest fapt se poate pune în evidență prin măsurători de T.E.M. pentru celula electrochimică descrisă mai sus.


**Curba de
titrare: $\varepsilon_{cel} - V_a$**

Curba de titrare va fi descrisă astfel prin setul de date $\varepsilon_{cel} - V_a$. Atunci când scala instrumentului este gradată direct în unități de pH, curba de titrare se va reprezenta direct în coordonate $pH - V_a$.

Curba de titrare are formă sigmoidală și prezintă un salt de câteva unități de pH în jurul echivalenței. Determinarea volumului de echivalență pe baza datelor obținute prin titrare potențiometrică se poate face prin diverse căi, cum ar fi:

**Metode de
măsurare a
volumului de
echivalență**

- Metoda grafică (metoda tangentelor) descrisă în Fig. 1, Anexa 2.
- Derivatizarea curbei sub forma primei derivate $\Delta pH/\Delta V - V$ și a derivatei secunde $\Delta^2 pH/\Delta V^2 - V$ (Fig. 2, Anexa 2)
- Liniarizare prin metoda diagramei Gran (detalii în lucrarea "*Metode electrochimice în analiza chimică*", autori Ana Ion și F. G. Bănică, Editura Ars Docendi, București, 2002).




2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi, ustensile și aparatură

- Soluție standard de reactiv de titrare (NaOH 0,1 mol/l);
- Biuretă de 25 ml;
- Pahar Berzelius pentru titrare (150 - 200 ml, formă înaltă);
- Electrode cu membrană de sticlă;
- Electrode de referință;
- Bară magnetică pentru omogenizarea soluției;

- Agitator magnetic;
- Milivoltmetru (pH-metru).



Mod de lucru

- Proba, conținând o cantitate necunoscută de acid acetic, se diluează cu apă distilată la un volum de circa 50 ml, astfel încât electrozii să se afle în contact cu soluția.
- Cei doi electrozi se spală cu apă distilată și se imersează în paharul cu proba, astfel încât să se asigure contactul membranei și a joncțiunii cu soluția iar bara magnetică să nu atingă corpul electrozilor.
- Se conectează cei doi electrozi la instrumentul de măsură (pH-metru) și se pornește agitarea soluției (viteză moderată).
- Se citește valoarea inițială a semnalului analitic (T.E.M. sau pH).
- Se titrează proba cu o soluție standard de NaOH, adăugând titrantul în incremente de 0,2 ml. După fiecare adaos se așteaptă un timp pentru omogenizarea soluției, după care se citește indicația aparatului de măsură.
- După înregistrarea saltului de valori a semnalului analitic în jurul echivalenței se continuă titrarea, adăugând suplimentar 2 - 3 ml soluție titrant.
- Rezultatele se trec într-un tabel de tipul următor.

pH - V_a

Tabelul 1 - Date obținute la titrarea potențiometrică a acidului acetic.

V _a , ml NaOH 0,1 mol/l	pH	$\Delta pH/\Delta V$ *	$\Delta^2 pH/\Delta V^2$ *
0			
0,2			
0,4			
...			

* Prelucrarea curbei de titrare prin trasarea celor două derivate se realizează la indicația asistentului de laborator

Prelucrarea datelor experimentale

**Cantitatea
de acid acetic
din probă:**

- Cu ajutorul datelor experimentale se trasează curba de titrare în coordonate $pH - V_a$, conform modelului de reprezentare din Fig. 1. La indicația asistentului se trasează și curbele derivate.
- Se determină grafic volumul de echivalență (V_e , ml) și se calculează cantitatea de acid acetic din probă cu ajutorul unei relații derivate din relația (2):

$$m = V_e \cdot 10^3 c_{NaOH} 60$$

Calculul erorilor:
- eroarea absolută
- eroarea relativă

- Se va face o apreciere a acurateții analizei prin calculul erorii absolute (ε_a) și a erorii relative (ε_r %):


$$\varepsilon_a = \mu - m \quad (7)$$

$$\varepsilon_r (\%) = \frac{\mu - m}{\mu} 100 \quad (8)$$


în care μ este cantitatea de analit din proba analizată (se solicită această valoare asistentului) iar m este cantitatea de acid determinată experimental.

ANEXA 1 - Descrierea electrodului de chinhidronă

Electrodul de chinhidronă constă dintr-un fir de Pt sau Au imersat în proba de analizat în care s-au introdus câteva cristale de chinhidronă (amestec echimolecular de chinonă (Q) și hidrochinonă (H₂Q)). La dizolvare se stabilesc echilibrele:



Acest electrod se reprezintă schematic astfel:




Reducerea chinonei conduce la dianionul Q²⁻:



În prezența ionilor H⁺, forma Q²⁻ poate participa la echilibrul acido-bazic de mai jos:



Prin însumarea ecuațiilor chimice (11) și (12) rezultă reacția totală:



Potențialul de electrod va fi determinat de cuplul redox Q/H₂Q, conform relației:

$$\varepsilon_{ind} = \varepsilon_{Q/H_2Q} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_Q \cdot a_{H^+}^2}{a_{H_2Q}} \quad (13)$$


Concentrațiile speciilor Q și H₂Q se pot considera constante, dată fiind solubilitatea lor redusă, în condițiile în care disocierea acido-bazică a hidrochinonei nu este importantă (pH < 8). Ca urmare, relația (13) se poate rescrie într-o nouă formă prin regruparea tuturor mărimilor constante într-un singur termen, *k*:

$$\varepsilon_{ind} = k + 2,303 \frac{RT}{F} \log a_{H^+} \quad (14)$$

sau:

$$\varepsilon_{ind} = k - b \cdot pH \quad (15)$$

Această ultimă relație indică faptul că potențialul electrodului metalic redox se corelează cu concentrația ionilor hidroniu din probă. Factorul *b* este 0,0592 V la 25° C și reprezintă sensibilitatea electrodului de chinhidronă.



Electrodul de chinhidronă funcționează ca senzor de pH în domeniul de pH 2 – 8. La $\text{pH} > 8$ sau în medii cu tăria ionică ridicată determinările sunt afectate de erori (eroare alcalină, respectiv salină). Electrodul de chinhidronă se poate utiliza în medii oxidante deoarece chinhidrona este un agent reducător slab.

ANEXA 2 - Procedee de determinare a volumului de echivalență




Fig. 1A - Curba de titrare $pH - V_a$. Dacă saltul de pH din jurul echivalenței este brusc și practic vertical, volumul de echivalență se află în punctul de intersecție a perpendicularei coborâte pe axa V_a pe direcția saltului.




Fig. 1B - Curba de titrare $pH - V_a$. Saltul de pH în jurul echivalenței se produce într-un domeniu larg. Pentru a determina volumul de echivalență se aplică **metoda tangentelor** după modelul prezentat în figură.




Fig. 2 - (a) Reprezentarea grafică a curbei de titrare $pH - V$ și a formelor prelucrate prin derivare: prima derivată (b) și, respectiv, derivata secundă (c).

DETERMINAREA POTENȚIOMETRICĂ A ANIONULUI IODURĂ CU ELECTROD ION-SELECTIV

SCOPUL LUCRĂRII este de a determina concentrația anionului iodură dintr-o probă necunoscută cu ajutorul unui electrod ion-selectiv pentru iodură, aplicând metoda dreptei de calibrare. De asemenea, se va determina timpul de răspuns al electrodului.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPII TEORETICE

- 1.1. Principiul constructiv al unui electrod ion-selectiv
- 1.2. Celula electrochimică
- 1.3. Metode de analiză cu electrodul ion-selectiv

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPII TEORETICE

1.1. Principiul constructiv al unui electrod ion-selectiv

Electrozii ion-selectivi (EIS) sunt senzori potențiometrice care funcționează pe baza echilibrelor de schimb ionic stabilite la interfața membrană/soluție. În funcție de natura membranei, electrozii ion-selectivi se pot clasifica în electrozi cu membrană de sticlă (de exemplu, electrodul de sticlă pentru măsurarea pH-ului), electrozi cu membrană solidă și electrozi cu membrană lichidă.

Din punct de vedere constructiv, un electrod ion-selectiv cu membrană solidă se compune dintr-un tub

**EIS - electrod
ion-selectiv**

confecționat dintr-un material inert (Teflon, PVC) prevăzut la partea inferioară cu un disc solid, care reprezintă membrana. În interiorul tubului există un electrod de referință intern imersat într-o soluție de referință sau un conductor metallic care asigură contactul electric direct cu membrana. Cele două variante constructive sunt prezentate în Fig. 1.

Modele constructive de EIS




Fig. 1 – Variante constructive ale EIS: (A) cu electrod de referință intern; (B) cu contact electric direct la membrana.

Consecința proceselor de schimb ionic de la interfata membrană / soluție este apariția unei diferențe de potențial între cele două fețe ale membranei, numită **potențial de membrană**.

Potențialul electrodului ion-selectiv pentru specia X se corelează cu activitatea acesteia printr-o relație de tipul:

Corelație liniară

$$\varepsilon_{EIS} = \ln a_X$$

$$\varepsilon_{EIS} = k + \frac{RT}{nF} \ln a_x \quad (1)$$

în care k este o mărime constantă specifică electrodului ion-selectiv; R este constanta gazului ideal ($8,314 \text{ J.grd}^{-1} \text{ mol}^{-1}$); T este temperatura absolută; F este constanta Faraday (96.487 A.sec/mol); n este sarcina ionului X incluzând semnul, iar a_x este activitatea ionului X. Activitatea unui ion în soluție este dată de expresia $a_X = f_X \cdot [X]$, unde f_X este coeficientul de activitate al speciei X iar $[X]$ este concentrația speciei X. Activitatea unui ion depinde de tăria ionică a soluției.

Pe lângă selectivitate, membrana trebuie să îndeplinească o serie de cerințe suplimentare, cum ar fi:

conductivitate electrică, rezistență la acțiunea agenților chimici, durabilitate în timp.

1.2. Celula electrochimică

Pentru a efectua măsurători cu EIS se realizează o celulă electrochimică de tipul celei reprezentate în Fig. 2. Aceasta este formată din:

- electrodul indicator (electrod ion-selectiv adecvat);
- electrodul de referință;
- proba;
- instrument de măsură a tensiunii electromotoare (milivoltmetru electronic).




Fig. 2 – Reprezentarea schematică a instalației experimentale utilizate în determinări potențiometrice.

Tensiunea electromotoare (T.E.M.) a celulei electrochimice este dată de relația:

$$\varepsilon_{cel} = \varepsilon_{EIS} - \varepsilon_{ref} + \varepsilon_j \quad (2)$$

unde ε_{EIS} reprezintă potențialul electrodului ion-selectiv, ε_{ref} este potențialul electrodului de referință iar ε_j este potențialul de joncțiune.

Luând în considerare relația (1) și considerând că potențialul de joncțiune este constant pe parcursul determinărilor, prin gruparea mărimilor constante într-un singur termen, k' , relația (2) devine:

T.E.M. depinde de:

- ε_{EIS}
- ε_j

Funcția de etalonare

$$\varepsilon_{cel} = k' + \frac{2,303RT}{nF} \log a_x \quad (3)$$

1.3. Metode de analiză cu electrodul ion-selectiv

Relația (3) exprimă o corelație liniară între T.E.M. a celulei electrochimice și termenul $\log a_x$, fiind funcția de etalonare a electrodului ion-selectiv pentru determinarea speciei X.

Mărimea k' nu are o valoare cunoscută decât după etalonarea celulei, motiv pentru care determinările analitice directe cu astfel de senzori se pot face numai prin metode relative, cum ar fi:

- Metoda dreptei de calibrare
- Metoda adaosului de soluție standard
- Metoda adaosurilor succesive (metoda Gran)

Soluții etalon:

- concentrație analit exact cunoscută
- tărie ionică, I , constantă

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N c_i z_i^2$$

c_i și z_i sunt concentrația, respectiv, sarcina speciei ionice "i" din soluție

N reprezintă numărul total de specii ionice

În această lucrare se va utiliza **metoda dreptei de calibrare**. Această metodă implică prepararea unui set de soluții etalon ale ionului X. Prepararea unor soluții etalon, cu activitatea exact cunoscută, reprezintă în general o complicație greu de rezolvat. De aceea, în multe situații practice este suficient să se prepare un set de soluții etalon care să aibă tărie ionică constantă și apropiată de a probei de analizat. Acest fapt se realizează adăugând în fiecare soluție un exces de electrolit indiferent. În aceste condiții și între anumite limite ale concentrației analitului coeficientul de activitate și potențialul de joncțiune se mențin la o valoare constantă, ceea ce permite rescrierea funcției analitice (3) prin gruparea într-un termen unic a constantelor:

$$\varepsilon_{cel} = k + \frac{2,303RT}{nF} \log[X] \quad (4)$$

sau la 25°C:

$$\varepsilon_{cel} = k + \frac{0,059}{n} \log[X] \quad (5)$$

Relația (4) este ecuația unei drepte în coordonate $\varepsilon_{cel} - \log [X]$, a cărei pantă este:

$$S_t = 2,303 \frac{RT}{nF} \quad (6)$$

S_t - sensibilitatea
teoretică

Mărimea S_t reprezintă **sensibilitatea** teoretică a electrodului (răspunsul electrodului) și arată cu cât variază T.E.M. când concentrația sau activitatea scade sau crește de 10 ori. Valoarea acestei mărimi la 25°C este:

$$S_t = \frac{0,059}{n} V \quad (7)$$

În general, sensibilitatea unui electrod are o valoare ușor diferită de cea teoretică și se determină practic din panta dreptei de etalonare $\varepsilon_{cel} - \log [X]$. Valoarea pantei, care reprezintă sensibilitatea reală a electrodului, se poate exprima în funcție de panta teoretică astfel:

$$S = S_t \cdot s \quad (8)$$

S - sensibilitatea
reală

Coeficientul s exprimă abaterea electrodului de la comportarea ideală. Se consideră că electrodul are răspuns nernstian dacă $s \geq 0,95$. Cazul ideal este desigur cel în care $s = 1$.

În general, fiecărui electrod ion-selectiv îi corespunde un anumit domeniu de concentrație în care funcționează nernstian. În acest domeniu, funcția de etalonare a electrodului respectiv este descrisă astfel:

$$\varepsilon_{cel} = L + S \log [X] \quad (9)$$

**Dreapta de
etalonare:**
 $\varepsilon_{cel} - \log [X]$

Dreapta de etalonare se trasează grafic cu ajutorul unui set de soluții etalon, care conțin un exces de electrolit indiferent (Fig. 3). Concentrația probei se determină ulterior, prin interpolare grafică.

Parametrii dreptei de etalonare se pot determina și prin calcul, aplicând metoda celor mai mici pătrate.

Dacă se notează funcția pX ca fiind mărimea:

$$pX = -\log [X] \quad (10)$$

Funcția pX

relația (9) se rescrie ca fiind:

$$\varepsilon_{cel} = L - S \cdot pX \quad (11)$$

Relația (11) este o altă formă de exprimare a funcției de etalonare în determinările analitice cu EIS. Există instrumente de măsură specializate în determinări potențimetrice cu EIS, numite pX-metre, a căror scală este gradată direct în unități pX. Etalonarea acestor instrumente se realizează cu minim 2 soluții etalon și nu implică trasarea unei drepte de etalonare.

Graficul de etalonare




Fig. 3 - Model de reprezentare grafică a datelor experimentale obținute la determinări cu ajutorul dreptei de etalonare, $\varepsilon_{cel} - pX$.

Analiza directă a unei probe se realizează cu ușurință după trasarea curbei de etalonare (sau după etalonarea pX-metrului) prin metoda interpolării grafice. Analiza nu este limitată pentru o singură probă, fiind posibilă analiza rapidă a unui set de probe a căror concentrație se încadrează în domeniul de liniaritate al dreptei de etalonare.

Metoda nu este indicată atunci când nu se poate asigura constanța tăriei ionice a soluțiilor. Dacă nu se cunoaște suficient de precis compoziția probei, sau proba are o compoziție prea complexă pentru a fi reprodusă, sunt mai convenabile metodele indirecte (titrările).



Procesele care au loc la interfața membrană/soluție ating starea de echilibru după un anumit interval de timp, numit **timp de răspuns**. În acest interval de timp tensiunea electromotoare a celulei variază lent, tinzând către o valoare limită. Timpul de răspuns crește odată cu creșterea diluției probei. În timpul măsurărilor cu astfel de senzori este necesar să se consemneze valoarea T.E.M. înregistrată după atingerea stării de echilibru.

**Timpul de
răspuns**

B. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi, ustensile și aparatură


- Soluție etalon KI 0,1 M;
- Soluție de azotat de potasiu 2 M;
- Electrode ion-selectiv pentru iodură;
- Electrode de referință cu punte de KNO_3 ;
- Mili-voltmetru electronic cu precizie de cel puțin 1 mV;
- Pipete de 1 ml (1), 5 ml (2);
- Baloane cotate de 50 ml (6);
- Pahare Berzelius de 50 ml (6) uscate.



Mod de lucru

Etapa 1 - Pregătirea soluțiilor etalon

1. Se pregătește un set de 5 baloane cotate cu capacitate de 50 ml, care se numerotează de la 1 la 5.
2. În fiecare balon cotate se introduc câte 2,5 ml soluție de azotat de potasiu 2 M (pentru a menține constantă tăria ionică).
3. În baloanele cotate numerotate 1-5 se adaugă volumele de soluție de KI 0,1 M indicate în Tabelul 1.



4. Se completează fiecare balon cotate cu apă distilată până la marcaj și se omogenizează.
5. Se calculează concentrația anionului iodură în fiecare soluție etalon, completând datele în Tabelul 1 ($[I^-]$, $\log[I^-]$, pI).

Tabelul 1 - Date experimentale caracteristice soluțiilor etalon.


Nr. balon	1	2	3	4	5
ml sol. KI (0,1 M)	0,05	0,15	0,5	1,5	5
$[KI]$, M					
$\log([I^-])$					
$pI = -\log([I^-])$					
\mathcal{E}_{cel} , mV					
t_r , sec					

Etapa 2 - Pregătirea probelor

- Baloanele cotate conținând probe necunoscute (capacitatea 50 ml) se numerează P1, P2, P3.
- Se urmează pașii 2 - 4 de la Etapa 1.

Etapa 3 - Măsurarea T.E.M.

- Porțiuni de circa 25 - 40 ml din fiecare soluție (etalon sau probă) se transferă pe rând în pahare Berzelius de 50 ml uscate.
- Electrozii spălați cu apă distilată și uscați cu hârtie de filtru se introduc în soluția curentă și se conectează la instrumentul de măsură.
- Se notează timpul necesar pentru ca indicația milivoltmetrului să atingă o valoare constantă. Această valoare reprezintă timpul de răspuns t_r și se notează în Tabelul 1 pentru soluțiile etalon, respectiv Tabelul 2 pentru probele necunoscute.



- Se notează valoarea finală a T.E.M. indicate de mili-voltmetru (ε_{cel}).

Tabelul 2 - Date experimentale caracteristice probelor necunoscute.

Nr. probă	P1	P2	P3
t_r , sec			
ε_{cel} , mV			
$pI = -\log([I])$			
$[KI] = 10^{-pI}$, M			
m_I (grame)			

Prelucrarea datelor experimentale

- Se reprezintă grafic setul de date $\varepsilon_{cel} = f(pI)$ caracteristic soluțiilor etalon.
- Se trasează dreapta cea mai probabilă, conform modelului din Fig. 3.
- Prin interpolare grafică se determină mărimea pI pentru probele necunoscute.
- Se calculează concentrația anionului iodură în probele necunoscute.
- Se calculează cantitatea (în grame) de iodură din fiecare probă necunoscută:

$$m_I = [KI]5010 \cdot 10^{-3} M_I$$

- Se calculează eroarea relativă în analiză, $\varepsilon_r(\%)$:

$$\varepsilon_r(\%) = \frac{\left(\text{valoarea corectă} \right) - \left(\text{valoarea determinată} \right)}{\left(\text{valoarea corectă} \right)} \times 100$$

**Metoda
interpolării grafice**

**Calculul cantității de
iodură
($M_I = 126,90$)**

**Evaluarea erorilor
în analiză**

Valoarea corectă a concentrației se solicită asistentului.

DETERMINAREA IONILOR I⁻ ȘI Cl⁻ ÎN AMESTEC PRIN TITRARE POTENTIOMETRICĂ DE PRECIPITARE (TITRAREA ARGENTOMETRICĂ)

**Metoda
potențimetrică**

Analiză indirectă

**Selectivitatea
determinării**

SCOPUL LUCRĂRII îl constituie determinarea în amestec a ionilor I⁻ și Cl⁻ prin titrare cu un reactiv de precipitare adecvat, anume azotat de argint. Desfășurarea reacției de titrare este pusă în evidență prin metoda potențimetrică, înregistrându-se astfel dependența tensiunii electromotoare (T.E.M.) a celulei electrochimice constituite de volumul din soluția de titrant adăugat în probă ($\varepsilon = f(V_a)$). Curba experimentală va permite evidențierea a două salturi succesive, cu ajutorul cărora se determină volumele de echivalență pentru fiecare din cele două specii titrate. În felul acesta metoda se dovedește selectivă și, în plus, mai ușor de aplicat decât metoda de titrare în prezența indicatorilor, întrucât dispar problemele legate de alegerea indicatorilor adecvați.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPIUL METODEI

1.1. Reacții de titrare


1.2. Principiul de funcționare a celulei electrochimice

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPIUL METODEI

1.1. Reacții de titrare

Anionii I⁻ și Cl⁻ formează cu ionul de Ag⁺ săruri greu solubile, după cum urmează:



Formarea compușilor greu solubili este descrisă cu ajutorul mărimii denumite produs de solubilitate. Produsul de solubilitate al compusului AgX , notat prin $K_{s, \text{AgX}}$, se exprimă astfel:

$$K_{s, \text{AgX}} = [\text{Ag}^+][\text{X}^-]$$

respectiv în cazul studiat:

$$K_{s, \text{AgI}} = [\text{Ag}^+][\text{I}^-] \quad (3)$$

$$K_{s, \text{AgI}} = 8,5 \cdot 10^{-17}$$

$$K_{s, \text{AgCl}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] \quad (4)$$

$$K_{s, \text{AgCl}} = 1,7 \cdot 10^{-10}$$

Datorită faptului că solubilitatea AgI este mult mai mică decât solubilitatea AgCl (de circa 1000 de ori), rezultă că cele două specii vor putea fi titrate în etape distincte, mai întâi I^- și apoi Cl^- .

$$\text{Solubilitatea, } S_{\text{AgX}} = \sqrt{K_{s, \text{AgX}}}$$

1.2. Principiul de funcționare a celulei electrochimice

Celula electrochimică cuprinde:

- Electrode indicator al anionilor I^- și Cl^- – electrod din Ag metalic.
- Electrode de referință – de exemplu electrodul de calomel saturat prevăzut cu joncțiune dublă.
- Proba.

În continuare se va descrie principiul de funcționare a electrodului de Ag metalic ca electrod indicator al ionilor halogenură. Trebuie însă reamintit faptul că un electrod metalic de Ag poate funcționa și ca electrod al ionilor de Ag^+ , dar numai dacă în probă nu se află specii chimice care să reacționeze cu ionii de Ag^+ . În absența unor reacții secundare ale ionului de argint, reacția de electrod este descrisă prin ecuația:



iar potențialul de electrod (în V) se exprimă prin ecuația lui Nernst (la 25°C):

**Electrodul
metal - metal ion
Ag | Ag⁺**


$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^f + 0,05921 \log[\text{Ag}^+] \quad (6)$$

Acest electrod este simbolizat: Ag | Ag⁺ și este considerat ca electrod metal-ion de tipul I. În cazul lucrării de față, electrodul de Ag poate funcționa ca electrod indicator al ionilor de Ag⁺ numai după titrarea completă a celor doi ioni halogenură și transformarea lor în specii inerte, anume compușii greu solubili AgI și respectiv AgCl.

**Electrodul
metal-metal ion
Ag | AgX | X⁻**

În situația în care electrodul de Ag se află în contact cu proba care conține anionul X⁻ (unde X⁻ este I⁻ sau Cl⁻) și este saturată cu AgX (compus greu solubil, caracterizat prin produsul de solubilitate $K_{s,\text{AgX}}$), atunci potențialul electrodului de Ag va fi determinat de concentrația anionului halogenură din soluție, după cum se va demonstra în continuare.

În aceste condiții, pe lângă reacția (5), în sistem are loc reacția de disociere a halogenurii de argint:



În condiții de echilibru, concentrațiile ionilor rezultați din disocierea halogenurii de argint sunt corelate prin expresia produsului de solubilitate $K_s = [\text{Ag}^+][\text{X}^-]$, care are o valoare constantă la o anumită temperatură.

Cantitatea de ioni X⁻ provenită din disocierea halogenurii de argint este extrem de mică și în general neglijabilă, în comparație cu cea provenită din proba inițială de halogenură solubilă.

Rezultă că se poate modifica concentrația ionilor de argint prin schimbarea concentrației ionilor X⁻, conform relației:

$$[\text{Ag}^+] = K_s / [\text{X}^-] \quad (8)$$

Dacă aceasta se substituie în ecuația (6) rezultă:

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^f + 0,0592 \log K_s - 0,0592 \log [X^-] \quad (9)$$

sau

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{AgX}/\text{Ag}}^f - 0,0592 \log [X^-] \quad (10)$$

unde prin $\varepsilon_{\text{AgX}/\text{Ag}}^f$ s-a notat potențialul formal pentru cuplul redox AgX/Ag:

$$\varepsilon_{\text{AgX}/\text{Ag}}^f = \varepsilon_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^f + 0,0592 \log K_s \quad (11)$$

Relația (10) poate fi scrisă și în forma $\varepsilon = f(pX)$, unde $pX = -\log[X^-]$:

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{AgX}/\text{Ag}}^f + 0,0592 pX \quad (12)$$

Electrodul de Ag a cărui funcționare este descrisă prin funcția de etalonare (12) este denumit electrod metal-ion de tipul II și este simbolizat: $\text{Ag} | \text{AgX} | \text{X}^-$. Rezultă că potențialul unui electrod de tipul II este funcție liniară de logaritmul concentrației anionului X^- care participă la formarea compusului greu solubil MX.

Potențialul electrodului variază cu 0,0592 V (la 25°C) atunci când concentrația anionului se modifică de 10 ori (ceea ce înseamnă că logaritmul concentrației variază cu o unitate). Această corelație stă la baza determinării analitice a anionului X^- cu ajutorul electrodului de tipul II corespunzător.


Rezultă deci că la titrarea celor doi anioni halogenură cu ionul de Ag^+ , electrodul de Ag va indica practic concentrația celor doi anioni din probă conform funcției de etalonare (12), în care X este I⁻, în timpul titrării anionului I⁻, respectiv Cl⁻ în timpul titrării acestui ion. Valorile de potențial formal din expresiile funcțiilor de etalonare particularizate pentru cei doi anioni sunt diferite. După titrarea completă a celor doi anioni, potențialul electrodului de Ag este descris, așa cum s-a menționat mai sus, printr-o funcție de etalonare de tipul ecuației (6).

$$pX = -\log[X^-]$$

**Sensibilitatea
electrodului**

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și aparatură:



- Electrode de Ag metalic;
- Electrode de referință cu dublă joncțiune (soluție saturată de KNO_3 în puntea externă);
- mV-metru cu precizie de minim $\pm 1 \text{ mV}$;
- Agitator magnetic și bară magnetică pentru agitarea probei în timpul titrării;
- Pahar Berzelius (100 –200 ml), formă înaltă;
- Soluție standard de AgNO_3 0,1 mol/l.

Modul de lucru

- Proba se diluează cu o cantitate minimă de apă distilată.
- Se introduce în paharul cu probă bara magnetică pentru agitare, electroda de referință și electroda indicator.
- Se pornește agitarea soluției la o viteză moderată.
- Se cuplează electrozii la bornele mV-metrului și se pune în funcțiune instrumentul de măsură.
- Se notează valoarea T.E.M. înainte de a începe titrarea probei.
- Se fac adăosuri succesive din soluția de titrant cu incrementul 0,2 ml, notându-se după fiecare adăos valoarea T.E.M. într-un tabel care cuprinde volumul adăugat și T.E.M. corespunzătoare măsurată. Pe măsură ce titrarea avansează, se evidențiază cele două salturi de potențial, corespunzătoare celor două puncte de echivalență. Se continuă adăosul de titrant și după înregistrarea celui de al doilea punct de echivalență cu încă 8-10 puncte, pentru a obține o curbă de titrare de forma celei prezentate în figura de mai jos.




Prelucrarea datelor experimentale

- Se reprezintă curba de titrare în coordonate $\varepsilon = f(V_{AgNO_3})$ conform modelului din figura de mai jos.

$$\varepsilon = f(V_a)$$

Curba de titrare argentometrică a unui amestec de I⁻ și Cl⁻



- Se determină volumele V_1 și V_2 (în ml) corespunzătoare celor două salturi de pe curba de titrare, utilizând în acest scop metoda tangentelor.

$$\begin{array}{l} V_1, \text{ ml} \\ V_2, \text{ ml} \end{array}$$

- Se calculează cantitatea de iodură din probă:

$$m_I = c_{AgNO_3} \cdot V_1 \cdot 10^{-3} \cdot M_I \quad M_I = 126,90$$

$$m_I$$

- Se calculează cantitatea de clorură din probă:

$$m_{Cl} = c_{AgNO_3} \cdot (V_2 - V_1) \cdot 10^{-3} \cdot M_{Cl} \quad M_{Cl} = 35,45$$

$$m_{Cl}$$

DETERMINAREA FIERULUI(II) PRIN TITRARE POTENȚIOMETRICĂ REDOX CU SULFAT DE CERIU (IV)

**Titrare
potențio-
metrică
redox**

Cerimetria

SCOPUL LUCRĂRII îl constituie determinarea cantității de Fe(II) dintr-o probă prin titrare redox cu Ce(IV)¹. Experimentul se desfășoară în două etape distincte. Prima etapă presupune standardizarea soluției reactivului de titrare, Ce(SO₄)₂, utilizând în acest scop o soluție etalon de Fe(II). În a doua etapă se va determina cantitatea de Fe(II) dintr-o probă necunoscută.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPIUL METODEI

1.1. Reacția de titrare

1.2. Curba de titrare


2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPIUL METODEI

1.1. Reacția de titrare

Una dintre metodele frecvent aplicate la determinarea Fe(II) este titrarea redox, utilizând ca reactiv de titrare un agent oxidant adecvat, cum ar fi permanganat de potasiu, bicromat de potasiu, sulfat de ceriu. În această lucrare se va determina conținutul de Fe(II) dintr-o probă pe baza următoarei reacții de titrare:

¹ Primele studii legate de utilizarea sulfatului de ceriu în analiza chimică au fost realizate de Prof. I. A. Atanasiu (1894 - 1978) de la Institutul Politehnic din București, drept pentru care este recunoscut ca fondatorul cerimetricii (A. Călușaru, Em. Bratu, *Rev. Roum. Chim.*, **25** (1980) 3).



Reacția de titrare

1.2. Curba de titrare

Metoda potențiometrică permite evidențierea desfășurării reacției de titrare, utilizându-se în acest scop o celulă electrochimică în care electrodul indicator este un electrod metalic, confecționat dintr-un material inert din punct de vedere chimic (Au, Pt, Pd).

Tensiunea electromotoare a celulei electrochimice utilizate în această titrare este:

$$\varepsilon = \varepsilon_{ind} - \varepsilon_{ref} \quad (2)$$

în care ε_{ind} este potențialul electrodului indicator iar ε_{ref} este potențialul electrodului de referință.

Potențialul electrodului indicator este asociat cuplului redox $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ în timpul titrării Fe(II), respectiv cuplului redox $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$, constituit după echivalență, atunci când se adaugă reactiv de titrare în exces.

Astfel, pe parcursul titrării Fe(II), potențialul de electrod (exprimat în mV, la 25 °C), este descris prin ecuația lui Nernst:

$$\varepsilon_{ind} = \varepsilon_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^f + 59,2 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \quad (3)$$

Potențialul de electrod până la echivalență

Se observă că pe măsură ce concentrația Fe^{3+} în probă crește, potențialul de electrod capătă valori tot mai mari. Un punct caracteristic pe curba de titrare în această zonă este potențialul de electrod măsurat atunci când cele două forme ale cuplului redox au concentrații egale. Acest punct corespunde potențialului formal al cuplului $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$:

$$(\varepsilon_{ind})_{[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Fe}^{2+}]} = \varepsilon_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^f \quad (4)$$

Potențialul formal al cuplului $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

La echivalență potențialul de electrod este caracterizat printr-o valoare caracteristică, care este specifică celor două cupluri redox care participă la reacția de titrare și va fi:

**Potențialul de
electrod la
echivalență**

$$\varepsilon_{ind, echiv} = \frac{\varepsilon_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^f + \varepsilon_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^f}{2} \quad (5)$$

Adaosul de reactiv de titrare în exces va determina modificarea în continuare a potențialului de electrod conform ecuației lui Nernst particularizată pentru cuplul redox Ce^{4+}/Ce^{3+} :

$$\varepsilon_{ind} = \varepsilon_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^f + 59,2 \log \frac{[Ce^{4+}]}{[Ce^{3+}]} \quad (6)$$

în care variabila independentă este concentrația ionului Ce^{4+} . Cantitatea de Ce^{3+} rămâne constantă, la valoarea corespunzătoare celei atinse la punctul de echivalență.

Potrivit relației (6), atunci când cele două forme ale cuplului redox Ce^{4+}/Ce^{3+} au concentrații egale, termenul logaritmic se anulează. Valoarea particulară a potențialului electrodului indicator, măsurată în aceste condiții, este chiar potențialul formal al cuplului Ce^{4+}/Ce^{3+} :

**Potențialul
formal al cuplului
 Ce^{4+}/Ce^{3+}**

$$\varepsilon_{ind, (Ce^{4+} \rightleftharpoons Ce^{3+})} = \varepsilon_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^f \quad (7)$$

În concluzie, prin înregistrarea curbei de titrare ($\varepsilon_{cel} - V_a$, unde V_a este volumul de soluție de reactiv de titrare adăugat), se vor putea obține următoarele date importante:

Curba de titrare
 $\varepsilon_{cel} - V_a$

- Volumul de echivalență, cu ajutorul căruia se va calcula cantitatea de Fe(II) din proba necunoscută.
- Potențialul formal al cuplului redox Fe^{3+}/Fe^{2+} .
- Potențialul formal al cuplului redox Ce^{4+}/Ce^{3+} .

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și aparatură

- Milivoltmetru cu precizie de cel puțin ± 1 mV.
- Electrod indicator redox (Pt, Au, Pd).
- Electrod de referință.

- Agitator magnetic și bară magnetică pentru agitare.
- Microbiuretă (1 ml).
- Pipetă (2 ml).
- Pahare Berzelius (2 bucăți, capacitate 50-100 ml).
- Soluție standard de Fe(II) în H_2SO_4 1 M ($2 \cdot 10^{-2}$ mol/l, obținută din $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ - sarea Mohr).
- Soluție $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ în H_2SO_4 1 M, concentrație aproximativă 0,025 mol/l.

Etapa 1 - Standardizarea reactivului de titrare


Mod de lucru



(1) Se măsoară cu pipeta un volum $V_{\text{Fe(II)}}$ din soluția etalon de Fe(II) (de exemplu 1,5 ml) și se transferă într-un pahar Berzelius.

(2) Se diluează cu o cantitate minimă de apă distilată.

(3) Se introduc în pahar cei doi electrozi, bara magnetică pentru agitare și se pornește agitarea soluției cu o viteză moderată.



(4) Biureta se umple cu soluția reactivului de titrare.

(5) Electrozii se conectează la milivoltmetru.

(6) Se notează prima valoare a indicației instrumentului de măsură.


(7) Se fac adaosuri succesive din soluția de $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$, cu un increment de 0,1 ml, după fiecare adaos notându-se indicația milivoltmetrului.

(8) Datele se trec într-un tabel care cuprinde pe coloane volumul de titrant adăgat, V_a , și respectiv valoarea tensiunii electromotoare a celulei, ε_{cel} , în mV.

V_a , ml	ε_{cel} , mV
0	
0,1	
0,2	
...	

(9) Titrarea se continuă cu cel puțin 8 –10 adaosuri după observarea saltului de potențial din jurul echivalenței.


Prelucrarea datelor



- ⇒ Se reprezintă grafic curba de titrare în coordonate $\varepsilon_{cel} = f(V_a)$ (după modelul prezentat în figura alăturată).
- ⇒ Se determină din grafic volumul de echivalență (V_{el} , în ml) aplicând metoda tangentelor (descrierea în Anexa 2, lucrarea *Analiza unei probe de acid acetic prin titrare potențimetrică de neutralizare*).
- ⇒ Pe baza principiilor stoechiometriei (raport de combinare Fe(II) : Ce(IV) = 1:1), se determină concentrația $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$, c_T , în mol/l:

$$c_T = \frac{V_{Fe(II)} \cdot 2 \cdot 10^{-2}}{V_{el}} \quad (8)$$

Etapă 2 - Determinarea conținutului de Fe(II) dintr-o probă necunoscută



Mod de lucru

Proba de Fe(II) se diluează cu o cantitate minimă de apă distilată și se titrează în continuare cu soluția de reactiv de titrare de concentrație c_T , urmând întocmai procedura descrisă în Etapa 1, punctele (3) – (9).

Prelucrarea datelor

- ⇒ Se reprezintă grafic curba de titrare în coordonate $\varepsilon_{cel} = f(V_a)$ conform modelului de mai sus.
- ⇒ Se determină volumul de echivalență (V_{e2} , în ml) din curba de titrare, aplicând metoda tangentelor.
- ⇒ Pe baza principiilor stoechiometriei, se determină cantitatea de Fe(II) din probă:

$$m_{Fe} = c_T \cdot V_{e2} \cdot 10^{-3} \cdot M_{Fe}, \quad M_{Fe} = 55,85$$

TITRAREA CONDUCTOMETRICĂ

A UNEI BAZE TARI

ȘI A UNEI BAZE SLABE

SCOPUL LUCRĂRII este de a prezenta aplicațiile metodei conductometrice în analiza unor probe cu caracter bazic prin titrare cu un acid tare.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPII TEORETICE
 - 1.1. Mărimi caracteristice
 - 1.2. Măsurarea conductanței
 - 1.3. Titrarea unei baze tari cu un acid tare
 - 1.4. Titrarea unei baze slabe cu un acid tare
2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPII TEORETICE

1.1. Mărimi caracteristice

Proprietățile conductoare ale soluțiilor de electroliți se datorează migrării ionilor în câmp electric și pot fi exprimate prin mărimile următoare:

➤ Conductanța, $L = 1/R$ (1)

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

➤ Conductivitatea, $\lambda = 1/\rho$ (2)

L - conductanța

unde R este rezistența electrică iar ρ reprezintă rezistivitatea conductorului.

λ - conductivitatea

Notând cu A aria secțiunii traversate de curent și cu l distanța dintre electrozii celulei de măsurare, rezultă:

$$L = \lambda \cdot \frac{A}{l} \quad (3)$$

Raportul A/l , conținând parametrii geometrici ai celulei, constituie constanta celulei conductometrice, θ :

$$\theta = A/l \quad (4)$$

**Constanta
celulei
conductometrice**

Conductivitatea este o mărime caracteristică conductorului, pe când conductanța depinde și de parametrii geometrici ai celulei.

**Mho - Ω^{-1}
S - siemens**

Unitatea de măsură pentru conductanță este Ω^{-1} , numită Mho sau siemens (S), cu submultipli uzuali mS și μ S. Conductivitatea se exprimă în $S\ m^{-1}$.

Dacă soluția este foarte diluată, interacțiunile ionice sunt extrem de reduse. Fiecare ion se deplasează în câmpul electric aplicat în mod independent de ceilalți, iar conductivitatea totală rezultă din însumarea contribuțiilor fiecărui tip de ion prezent în soluție.

**Legea migrării
independente a
ionilor**

Acest fapt se exprimă prin legea migrării independente a ionilor, care are următoarea expresie:

$$\lambda = \sum_{i=1}^N c_i z_i \Lambda_i \quad (5)$$

c_i este concentrația ionului " i " (în mol/m³) iar z_i este sarcina ionică a acestuia (barele verticale simbolizează valoarea absolută a mărimii z_i). Mărimea Λ_i este o constantă caracteristică ionului respectiv, numită conductivitate ionică molară, și este dependentă de solventul utilizat și de temperatura de lucru. În Tabelul 1 sunt prezentate valori ale conductivității ionice pentru o serie de ioni. Însumarea în relația (5) se face pentru toate speciile ionice din soluție.

Tabelul 1 - Valori ale conductivității ionice în soluții apoase, exprimate în $S\ cm^2$.

Ionul	H ⁺	OH ⁻	Na ⁺	K ⁺	NH ₄ ⁺	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	CH ₃ COO ⁻
20 °C	315	171	43	64	64	66	62	35
25 °C	350	199	50	74	74	76	71	41

Rezultă că pentru o soluție care conține un singur compus ionic la concentrații foarte joase (sub 0,01 M), conductivitatea și, implicit, conductanța, sunt direct proporționale cu concentrația. Această concluzie stă la baza analizei conductometrice directe.

Dacă soluția conține mai mulți compuși ionici, determinarea conductometrică directă a unui compus individual nu este posibilă.

În cazul soluțiilor concentrate, legea migrării independente nu este valabilă. Totuși, analiza conductometrică directă a unor astfel de soluții este posibilă. În acest scop se trasează mai întâi un grafic de etalonare.

1.2. Măsurarea conductanței


Conductanța se poate măsura, în principiu, prin metodele utilizate pentru măsurarea rezistenței electrice.

Celula conductometrică este compusă dintr-un vas care conține soluția studiată și doi (sau mai mulți) electrozi, confecționați, de obicei, din platină platinată. Electrozii pot fi montați rigid în celulă sau pot fi fixați pe un suport izolator, care se introduce în soluție înainte de începerea măsurărilor.

Pentru determinări riguroase se folosesc celule termostatate, deoarece conductivitatea depinde de temperatură.

Pentru a preveni efectele perturbatoare ale electrolizei, conductanța soluțiilor de electroliți se măsoară aplicând celulei o tensiune alternativă cu frecvența de 50 - 5000 Hz și amplitudinea de maximum 0,5 V.


Conductometrele moderne, cuprinzând circuite cu amplificatoare operaționale, indică direct conductanța.



1.3. Titrarea unei baze tari cu un acid tare

În cursul titrării unei baze cu un acid, conductivitatea variază foarte mult, deoarece se schimbă concentrațiile unor ioni cu mobilitate mare: H_3O^+ și HO^- . Forma curbei de titrare depinde de tăria acizilor și bazelor implicate în reacție.

Se consideră titrarea analitului, baza tare MOH, cu un acid tare, HX. Ambele specii implicate în reacția de titrare sunt complet dissociate, și, ca urmare, reacția de titrare se formulează astfel:



Înainte de punctului de echivalență soluția conține ionii M^+ , OH^- și X^- , ultimul provenind din adaosurile de titrant. Considerând valabilă legea migrării independente exprimată prin relația (5), conductivitatea soluției este dată de expresia de mai jos:

$$\lambda = [M^+] \cdot \Lambda_{M^+} + [HO^-] \cdot \Lambda_{HO^-} + [X^-] \cdot \Lambda_{X^-} \quad (7)$$

Se vor adopta următoarele notații:

c - concentrația inițială a bazei (în mol/l),

V_a - volumul de titrant adăugat probei (în ml);

c_T - concentrația soluției de titrare (în mol/l);

V_t - volumul total al probei (în ml), care se consideră constant pe parcursul titrării. Cu aceste notații se exprimă concentrația fiecărui ion în funcție de volumul de titrant adăugat și de concentrația inițială, c :

$$[M^+] = c \quad (8)$$

$$[HO^-] = c - \frac{c_T V_a}{V_t} \quad (9)$$

$$[X^-] = \frac{c_T V_a}{V_t} \quad (10)$$

Funcțiile de variație a concentrațiilor speciilor ionice pe parcursul titrării

Ținând cont de acestea, relația (7) devine:

$$\lambda = c(\Lambda_{M^+} + \Lambda_{HO^-}) + (\Lambda_{X^-} - \Lambda_{HO^-}) \frac{c_T V_a}{V_t} \quad (11)$$

Primul termen al relației (11) este constant iar al doilea este negativ deoarece $\Lambda_{HO^-} > \Lambda_{X^-}$ (conform Tabelului 1). Așadar înainte de punctului de echivalență, conductivitatea scade liniar cu creșterea volumului de titrant adăugat.

După neutralizarea întregii cantități de bază, soluția conține ionii M^+ , H^+ și X^- . Ionii H^+ provin din excesul de acid

adăugat probei. Relațiile (8) și (10) sunt în continuare valabile, concentrația ionului HO^- se consideră practic nulă iar concentrația ionilor de hidrogen se calculează ținând cont de faptul că o cantitate de acid echivalentă cu cantitatea inițială de hidroxid a fost neutralizată. Rezultă următoarea expresie pentru calculul concentrației ionului de hidroniu:

$$[\text{H}^+] = \frac{c(V - V_e)}{V_t} \quad (12)$$

În Fig. 1 se prezintă un exemplu de curbe de variație a concentrației speciilor ionice implicate în reacția de titrare.




Fig. 1 - Variația concentrației speciilor ionice implicate în titrarea analitului MOH (bază tare) cu titrantul HX (acid tare).

După echivalență, relația între conductivitate și concentrațiile ionilor se exprimă astfel:

$$\lambda = [\text{M}^+] \cdot \Lambda_{\text{M}^+} + [\text{H}^+] \cdot \Lambda_{\text{H}^+} + [\text{X}^-] \cdot \Lambda_{\text{X}^-} \quad (13)$$

Substituind în (13) expresiile concentrațiilor speciilor ionice, rezultă:

$$\lambda = c\Lambda_{\text{M}^+} - \frac{cV_e}{V_t} \Lambda_{\text{H}^+} + \frac{c}{V_t} V_a (\Lambda_{\text{H}^+} + \Lambda_{\text{X}^-}) \quad (14)$$

**Descrierea
curbei de titrare
în coordonate
 $\lambda - V_a$**

Rezultă că după punctul de echivalență conductivitatea crește liniar, cu creșterea adaosului de reactiv de titrare în exces.

Volumul de echivalență se găsește la intersecția celor două ramuri liniare ale curbei de titrare. Curba de titrare calculată pe baza raționamentului de mai sus este prezentată în Fig. 2.





Fig. 2 - Curba de titrare conductometrică a unei probe de bază tare cu un acid tare, calculată pe baza funcțiilor de etalonare descrise de ecuațiile (11), respectiv (14).

1.4. Titrarea unei baze slabe cu un acid tare


Prin dizolvarea sării unui acid slab cu o bază tare (MA), în soluție apare anionul A^- , care este o bază slabă. La titrarea acestei soluții cu un acid tare se produce următoarea reacție:



Spre deosebire de cazul precedent, unde produsul de reacție (H_2O) este, practic, nedisociat, acidul HA disociază parțial, gradul de disociere fiind determinat de valoarea constantei de ionizare:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \quad (15)$$

De asemenea, trebuie să se țină seama de faptul că sarea MA hidrolizează și soluția va fi ușor alcalină, cel puțin în stadiul inițial al titrării, datorită reacției:



Relația (15) introduce o corelație neliniară între conductivitate și volumul de titrant. În consecință, porțiunea inițială a curbei de titrare va prezenta abateri de la liniaritate. Hidroliza aduce o complicație suplimentară și de aceea, se va deduce forma curbei de titrare fără a recurge la limbajul matematic.

Primele adaosuri de acid au ca efect dispariția ionilor OH^- formați prin hidroliză. Curba de titrare poate avea, deci, o primă porțiune descendentă.


Adăugând în continuare acid, ionii H^+ sunt fixați în moleculele HA. Reacția fiind reversibilă, conductivitatea soluției va înregistra totuși o ușoară creștere, datorată ionilor H^+ proveniți din disocierea acidului HA. Acest tip de variație se observa până la punctul de echivalență.

După echivalență, excesul de ioni H^+ și X^- proveniți din titrare conferă soluției o conductivitate linear crescătoare, panta dreptei fiind mai mare decât înainte de echivalență. Volumul de echivalență se găsește la intersecția prelungirilor celor două porțiuni liniare ale curbei de titrare.

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și ustensile

- 1) Soluție de acid sulfuric 0,5 M;
- 2) Instalație de titrare conductometrică, cuprinzând conductometrul, celula, o biuretă și un agitator magnetic;
- 3) Pahare Berzelius de 250 ml (două bucăți).



Modul de lucru




V_a , ml	L , mS
0	
0,2	
0,4	


.....

- Se pune în funcțiune conductometrul și se spală electrozii cu apă distilată (nu este necesară îndepărtarea excesului de apă de pe electrozi).
- Proba, primită în pahar Berzelius, se diluează cu apă distilată și se așează pe platoul agitatorului magnetic.
- Se introduc electrozii în soluție și, dacă este necesar, se mai adaugă apă distilată până când nivelul lichidului depășește cu 1–2 cm electrodul superior.
- Se introduce în soluție o bară magnetică și se pune în funcțiune agitatorul magnetic.
- Se notează valoarea inițială a conductanței, apoi se începe titrarea, adăugând soluției porțiuni de 0,2 ml acid sulfuric 0,5 M. După fiecare adaos se așteaptă până când indicația instrumentului rămâne constantă și se notează valoarea respectivă. Datele experimentale (conductanță în funcție de volumul de titrant) se înscriu într-un tabel.

Prelucrarea datelor experimentale

- Se trasează curba de titrare (conductanța sau conductivitatea în funcție de volumul de titrant) după modelul indicat mai jos.





- Se determină volumul de echivalență.
- Se calculează cantitatea de substanță prezentă în probă (în mg) cu ajutorul funcției de etalonare cunoscute din analiza volumetrică:

$$m = c_T \cdot V_e \cdot M$$

în care c_T reprezintă concentrația (în mol/l) a reactivului de titrare; V_e este volumul de echivalență (în ml) iar M este masa molară a analitului.

DETERMINAREA POLAROGRAFICĂ A CATIONILOR Cu^{2+} , Cd^{2+} ȘI Zn^{2+} ÎN AMESTEC

SCOPUL LUCRĂRII este de a prezenta aplicațiile metodei polarografice în analiza unui amestec de cationi metalici (Cu^{2+} , Cd^{2+} și Zn^{2+}). Înregistrările polarografice efectuate vor permite totodată evidențierea parametrilor undeii polarografice și aplicațiile analitice ale acestora.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPIUL METODEI POLAROGRAFICE
2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPIUL METODEI POLAROGRAFICE

Metode voltametrice de analiză

Metoda polarografică face parte din categoria metodelor voltametrice de analiză. Aceste metode au la bază măsurarea curentului electrolic generat printr-o reacție electrochimică la care participă direct sau indirect analitul. Electrocul la nivelul căruia are loc această reacție se numește "electrod de lucru", și se caracterizează printr-o suprafață mică, de ordinul mm^2 sau μm^2 . Din această cauză, curentul electrolic înregistrat este de ordinul μA sau chiar mai mic. În conformitate cu legile electrolizei, cantitatea de substanță transformată prin reacția electrochimică este neglijabilă și nu se produc schimbări semnificative în compoziția soluției pe durata experimentului.

Curba de polarizare: curent electrolic - potențial electric

Aplicarea practică a acestor metode presupune înregistrarea și interpretarea **curbelor de polarizare**, reprezentând dependența între curent și potențial.

Metoda polarografică de analiză¹ este metoda voltametrică care utilizează **electrodul de mercur picurător (EMP)** ca electrod de lucru. Aceasta a fost prima și, până în jurul anului 1950, singura metodă analitică bazată pe interpretarea curbelor de polarizare denumite în acest caz **polarograme sau trepte polarografice**.

EMP - electrod de mercur picurător

Electrodul de mercur picurător (EMP)

Electrodul de mercur picurător, prezentat în Fig. 1, este format dintr-un tub capilar de sticlă prin care mercurul curge cu viteză foarte mică, sub formă de picături succesive. Capătul inferior al capilarei este introdus în soluția studiată iar picătura de Hg funcționează ca electrod de lucru.




Fig. 1 – Electrodul de mercur picurător în varianta clasică.

Parametrii caracteristici EMP:

- debitul
- timpul sau perioada de picurare
- aria medie a suprafeței

Electrodul se reînnoiește periodic prin picurare și, prin urmare, nu se produce contaminarea electrodului cu produși de reacție, care ar putea afecta caracteristicile curbei de polarizare. Există și electrozi de mercur în variante constructive mai complicate, la care desprinderea picăturilor

¹ Bazele acestei metode au fost puse în 1920-1922 de către Jaroslav Heyrovsky, Profesor la Universitatea Carol din Praga (Premiul Nobel pentru Chimie - 1959).

de Hg este forțată prin aplicarea periodică de lovituri ușoare, cu un dispozitiv electromecanic potrivit.

Unda polarografică

Se consideră reacția de electrod rapidă și reversibilă:



Unda polarografică

Curba care prezintă dependența curentului electrolitic de potențialul electrodului de mercur picurător este numită **undă (treaptă) polarografică** sau **polarogramă** (Fig. 2). Această undă prezintă în domeniul de potențiale corespunzător desfășurării reacției electrochimice o succesiune de oscilații datorate formării și desprinderii picăturilor de mercur. Sistemele de înregistrare sunt prevăzute cu sisteme de amortizare a oscilațiilor pentru o mai bună observare a acestora.

Parametrii caracteristici:

- potențial de semiundă, $\epsilon_{1/2}$

- curent-limită de difuziune i_d

Parametrii caracteristici unei polarografice sunt potențialul de semiundă ($\epsilon_{1/2}$) și curentul limită de difuziune (i_d) și se măsoară pe polarogramă după cum se reprezintă în Fig. 2.




Fig. 2 – Unda polarografică înregistrată pentru un proces catodic. Parametrii caracteristici unei polarografice sunt potențialul de semiundă ($\epsilon_{1/2}$) și curentul-limită de difuziune (i_d).

Aplicații analitice

- analiza cantitativă
- analiza calitativă

Curentul limită de difuziune (i_d) este direct proporțional cu concentrația analitică a speciei electroactive, c (în mmol/l):

$$i_d = 0,627 \cdot n \cdot F \cdot D^{1/2} \cdot m^{2/3} \cdot t_{1/6} \cdot c \quad (1)$$

Relația (1) se poate scrie în forma:

$$i_d = \aleph \cdot c \quad (2)$$

unde prin \aleph s-a notat mărimea numită **constanta Ilkovič**:

$$\aleph = 0,627 \cdot n \cdot F \cdot D^{1/2} \cdot m^{2/3} \cdot t_1^{1/6} \quad (3)$$

Relația (2) este cunoscută ca relația Ilkovič și reprezintă funcția analitică în determinările polarografice. Expresia matematică a funcției analitice este simplă, fiind o dreaptă care trece prin origine în coordonate curent limită difuzional funcție de concentrația analitului. Mărimea \aleph se menține la o valoare constantă atunci când pe parcursul măsurărilor nu se modifică parametrii caracteristici electrodului (m și t_1) iar compoziția electrolitului indiferent este menținută constantă.

Potențialul de semiundă, $E_{1/2}$, este potențialul la care curentul electrolitic este egal cu jumătate din curentul limită. În general, potențialul de semiundă nu depinde de concentrația analitului, dar depinde de compoziția soluției (pH, natura și concentrația liganzilor, natura solventului). Atunci când determinarea potențialului de semiundă se efectuează în aceleași condiții experimentale se poate realiza identificarea analitului, deci se pot efectua analize calitative.

Unda polarografică prezentată în Fig. 2 prezintă o treaptă unică, ce corespunde unui proces de electrod unic. Atunci când proba prezintă mai mulți constituenți electrochimic activi, sau analitul poate participa la procese succesive de electrod, înregistrarea polarografică corespunzătoare poate prezenta o succesiune de trepte polarografice. Această posibilitate se exprimă prin selectivitatea metodei și va fi aplicată în laborator la determinarea cationilor Cu^{2+} , Cd^{2+} și Zn^{2+} în amestec.

Experimentul propus în această lucrare se bazează pe faptul că în anumite medii, cum este mediul amoniacal de exemplu, cei trei cationi metalici formează combinații complexe (tetraamine) care se reduc pe electrodul de mercur în domenii de potențiale distincte. Acest fapt este ilustrat prin datele din Tabelul 1.

\aleph : constanta
Ilkovič

D: coeficientul de
difuziune al speciei
electroactive,
($\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$);

m: debitul capilarei
($\text{mg} \cdot \text{s}^{-1}$);

t_1 : timpul de
picurare
(s);

Tabelul 1 – Potențiale de semiundă ale undelor de reducere pentru procese de electrod de tipul $M^{2+} + 2e \rightleftharpoons M^0(Hg)$, măsurate față de electrodul de calomel saturat.

Cation	Mediu necomplexant	KCN 1 M	KCl 1 M	NH ₃ 1 M / NH ₄ 1 M
Cd ²⁺	- 0,59	-1,18	- 0,64	- 0,81
Zn ²⁺	-1,00	*	-1,00	-1,35
Cu ²⁺	+ 0,02	**	+ 0,04 ; - 0,22	- 0,24; - 0,51

* Nu se înregistrează nici o undă polarografică.

** În mediu de KCl sau în mediu amoniacal reducerea cuprului se produce în două etape distincte, implicând cuplurile Cu^{2+}/Cu^+ și respectiv Cu^+/Cu^0 .



Aspecte experimentale în analiza polarografică

a) Celula polarografică (Fig. 3) este o celulă cu doi electrozi realizată după modelul Novak. Pentru exemplificare în Fig. 3 s-a reprezentat și sistemul de dezaerare prin barbotare de gaz inert. Menționăm ca în cadrul lucrării care se efectuează se va folosi sistemul de îndepărtare a oxigenului dizolvat prin metoda chimică (detalii la punctul c)). Această celulă se compune din:

- electrodul de lucru – electrodul de mercur picurător;
- electrodul de referință (un strat de mercur cu suprafața mare), al cărui potențial nu se modifică atunci când celula este străbătută de un curent electrolitic moderat;
- proba.





Fig. 3 – Celula polarografică de tip Novak.

b) Înregistrarea undelor polarografice

Instrumentul utilizat în determinări polarografice poartă numele de **polarograf**. Schema circuitului electric simplificat al unui polarograf este prezentată în Fig. 4. Pentru a asigura desfășurarea electrolizei se aplică celulei o tensiune continuă, liniar variabilă în timp cu circa 2 – 5 mV/s. Viteza de variere a tensiunii se menține la o valoare suficient de mică pentru a putea neglija schimbarea potențialului de electrod pe durata de viață a unei picături de mercur. Așadar, pentru fiecare picătură, reacția de electrod se desfășoară la un potențial aproximativ constant și faptul că tensiunea variază nu are nici o influență asupra rezultatelor experimentale.



Polarograf

Fig. 4 – Schema montajului experimental pentru determinări polarografice utilizând celula cu doi electrozi: electrod de lucru (1) și electrod de referință (2).

Tensiunea electrică aplicată se exprimă astfel:

$$U = \mathcal{E}_{E.R.} - \mathcal{E}_{EMP} + i \cdot R \quad (4)$$

unde $\mathcal{E}_{E.R.}$ este potențialul electrodului de referință (mărime constantă pe parcursul electrolizei), \mathcal{E}_{EMP} este potențialul electrodului de lucru (variabil în timp) iar termenul $i \cdot R$ desemnează căderea de tensiune ohmică pe celula având rezistența electrică R , străbătută de curentul i . Dacă mărimile i și R au valori suficient de mici încât produsul $i \cdot R$ este cel mult 1 mV, atunci cel de-al treilea termen din relația (4) practic se neglijează. Rezultă deci că potențialul electrodului de lucru este:

$$\mathcal{E}_{EMP} = \mathcal{E}_{E.R.} - U \quad (5)$$

Întrucât potențialul electrodului de referință rămâne constant pe parcursul determinărilor, rezultă că modificarea tensiunii externe are drept consecință modificarea în timp a potențialului electrodului de lucru.

Polarograful permite modificarea în timp a potențialului electrodului de lucru și totodată înregistrarea curbelor curent – potențial. Instrumentul este prevăzut cu o serie de opțiuni precum selectarea domeniului de potențiale în care urmează a se efectua înregistrarea, alegerea vitezei de baleiaj a potențialului, nivelul de amortizare a oscilațiilor de curent produse ca urmare a desprinderii periodice a picăturii.

c) Compoziția probei supusă analizei polarografice



Analitul este o substanță organică sau anorganică, care este activă electrochimic. Concentrația acestuia poate fi cuprinsă între circa 10^{-5} și 10^{-3} M.



Solventul poate fi apa sau un solvent organic cu constanta dielectrică destul de mare pentru a asigura disocierea electrolitică a compușilor ionici dizolvați.




Electrolitul indiferent (denumit și electrolit-suport) este un electrolit fără activitate electrochimică în domeniul de potențiale în care se efectuează determinările polarografice. Concentrația sa se alege astfel încât să fie de circa 50 – 100 de ori mai mare decât concentrația analitului, pentru a anula practic participarea analitului la transportul de sarcină în soluție prin migrare. În acest fel, singurul mecanism de transport al analitului spre electrod rămâne difuziunea. De asemenea, electrolitul indiferent asigură diminuarea rezistenței electrice a probei analizate, ceea ce determină diminuarea căderii de tensiune ohmică pe celulă. În unele cazuri electrolitul indiferent are și rolul de sistem tampon sau de ligand al speciei electroactive.




Îndepărtarea oxigenului dizolvat în probă se impune ca urmare a faptului că acesta este electrochimic activ. Astfel, în domeniul de potențiale 0 - -1V oxigenul produce două unde succesive de reducere corespunzătoare reacțiilor:





Ca urmare a desfășurării acestor procese, unde polarografice de interes pot fi mascate sau deformat, ceea ce impune necesitatea îndepărtării sale din probă.

Metoda chimică de îndepărtare a oxigenului dizolvat constă în adăugarea în probă a unui agent reducător. Unul dintre reactivii chimici folosiți pentru îndepărtarea oxigenului dizolvat este sulfitul de sodiu, care îndepărtează oxigenul prin transformarea chimică următoare:



Această reacție se poate aplica numai în soluții neutre sau bazice; în mediu acid se produce acid sulfuros care se descompune. Reacția prezintă dezavantajul că este lentă și conduce la contaminarea probei, dar are marele avantaj de a fi accesibilă, necostisitoare.

Mult mai amplu folosită este metoda de dezaerare pe cale fizică, anume prin barbotarea probei cu un gaz inert din punct de vedere chimic (azot, hidrogen, argon) pentru o perioadă de timp de circa 5 – 10 min. În timpul înregistrării curentul de gaz se dirijează deasupra probei, pentru a împiedica absorbția oxigenului din atmosferă.

Deseori este necesar să se adauge soluției o **substanță superficial-activă**, pentru a împiedica apariția maximelor polarografice. Maximele polarografice deformează unda polarografică în domeniul curentului limită (Fig. 5), ceea ce evident va conduce la imposibilitatea măsurării cu exactitate a curentului limită.

Înlăturarea maximelor polarografice se realizează adăugând în probă o cantitate minimă de substanță superficial activă (gelatină, Triton, metilceluloză). Aceste substanțe se adsorb pe suprafața picăturii de mercur, formând un film compact, ceea ce determină uniformizarea valorii coeficientului de tensiune interfacială pe întreaga suprafață a electrodului. Cantitatea minimă de agent tensioactiv necesară pentru înlăturarea maximelor polarografice se determină prin încercări succesive. O concentrație prea mare a acestuia poate produce deformarea undei polarografice studiate.



Maxime polarografice




Fig. 5 – Unda polarografică cu maxim (1) și înregistrarea polarografică corespunzătoare (2) după adăugarea în probă a unui agent tensioactiv.

Analiza prin metoda comparației


Analiza probei conținând cei trei cationi se va face prin **metoda comparației cu o soluție etalon.**

Metoda constă în măsurarea semnalului analitic pentru o probă etalon ($i_{d,et}$), având concentrația c_{et} și pentru o probă necunoscută ($i_{d,x}$), având concentrația c_x . Pe baza expresiei funcției de etalonare (2) rezultă următoarea formulă de calcul a concentrației analitului:

$$c_x = c_{et} \frac{i_{d,x}}{i_{d,et}} \quad (7)$$

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și ustensile



- Soluție etalon amestec Cu(II), Cd(II) și Zn(II) 0,01 ion g/l;
- Soluție tampon amoniacal (1 M NH₃, 1 M NH₄Cl);
- Sulfit de sodiu, soluție saturată;
- Agent tensioactiv (gelatină sau Triton X-100, 0,2 %);
- Baloane cotate de 25 ml (2 bucăți);
- Pipete gradate de 5 ml (3 bucăți) și de 1 ml (1 bucată).
- Celulă polarografică și polarograf
- Mercur

ATENȚIE!

Mercurul este un metal toxic! Resturile de mercur nu se vor arunca la canal!

**Mod de lucru**

- În fiecare din cele 2 baloane cotate se introduc câte 5 ml soluție tampon amoniacal, 1 ml soluție sulfit de sodiu, 1 ml soluție agent tensioactiv.
- În primul balon cotate se adaugă 2 ml din soluția etalon a celor trei cationi de determinat.
- Al doilea balon se înmânează asistentului pentru a primi proba de analizat.
- Se adaugă apă distilată în ambele baloane pentru completarea volumului până la semn. Se așteaptă circa 20 minute, după care se înregistrează polarogramele.
- Potențialul inițial este 0 V iar cel final va fi - 1,6 V.
- Sensibilitatea se reglează având potențialul fixat la - 1,4 V. Dacă h este înălțimea treptei polarografice măsurate cu rigla (în mm) iar S este sensibilitatea (factorul de conversie a înălțimii din mm în μA), atunci curentul de difuziune se calculează astfel: $i_d = S \cdot h$. Dacă înregistrările polarografice se efectuează în condiții identice, metoda comparației semnalelor analitice (prin relații de tipul relației (7)) se poate aplica utilizând ca semnal analitic chiar înălțimea undei măsurate în mm (h).

**Reglarea
sensibilității
instrumentului**

În Fig. 6 se prezintă o înregistrare polarografică obținută în condițiile lucrării de față pentru amestecul celor 3 cationi.

Prelucrarea datelor

- Se calculează concentrația fiecărui cation în soluția etalon.
- Se măsoară înălțimile undelor polarografice. Pentru determinarea cuprului se utilizează cea de a doua undă polarografică, ce corespunde cuplului $Cu^+ / Cu(0)$.

- Pentru fiecare undă și pentru fiecare din cele două soluții se măsoară potențialele de semiundă (factor de scală 10 mm = 100 mV)
- Se calculează concentrațiile ionilor Cu(II), Cd(II) și Zn(II) în proba necunoscută prin metoda comparației cu o soluție etalon.
- Se calculează cantitatea (în grame) din fiecare element prezent în proba necunoscută.
- Datele obținute se trec în tabelul de mai jos.




Fig. 6 – Înregistrare polarografică cu trepte multiple obținută pentru o probă de Cu^{2+} , Cd^{2+} și Zn^{2+} în amestec, în tampon NH_4OH (1 M) - NH_4Cl (1 M) drept electrolit indiferent.

Prezentarea datelor experimentale

Parametru	h (mm)		c (ion g/l)		m (grame)	$\epsilon_{1/2}$ (mV)	
	etalon	probă	etalon	probă	probă	etalon	probă
Cu(II)							
Cd(II)							
Zn(II)							

DETERMINAREA IONILOR Cu(II) ȘI Zn(II) DIN APA POTABILĂ PRIN METODA PULS-POLAROGRAFIEI DIFERENȚIALE

SCOPUL LUCRĂRII îl reprezintă determinarea nivelului de concentrație a ionilor Cu(II) și Zn(II) din apa potabilă prin metoda puls-polarografiei diferențiale (DPP).

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPIUL METODEI
2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPIUL METODEI

Principiul metodei puls-polarografiei diferențiale

Metoda puls-polarografiei diferențiale (DPP) este utilizată în mod curent în determinarea urmelor de metale din probe naturale (apă potabilă sau deversată, fluide biologice).

Potențialul aplicat electrodului de lucru cuprinde o componentă lent crescătoare, identică celei din polarografia clasică, peste care se suprapune un impuls cu amplitudinea de circa 50 mV, câte unul pentru fiecare din picăturile succesive de mercur (Fig. 1). Curentul este măsurat de două ori: cu puțin înainte de aplicarea impulsului și după aplicarea impulsului, atunci când curentul capacitiv a devenit suficient de mic.

Diferența dintre cele două valori (Δi) se reprezintă grafic în funcție de potențialul de la baza treptei de impuls, rezultând o curbă cu forma celei din Fig. 2. Curba prezintă un maxim

**DPP -
puls-polarografia
diferențială**

Parametrii picului DPP

(numit, în mod uzual, “pic”, de la cuvântul englez “peak”). În cazul proceselor de electrod reversibile, maximumul curbei este situat la un potențial egal cu potențialul de semiundă din polarografia clasică. Valoarea maximă a curentului de pe această curbă este direct proporțională cu concentrația speciei electroactive, această relație stând la baza analizei cantitative.




Fig. 1 - Modularea potențialului aplicat în puls-polarografia diferențială (DPP). $\Delta\epsilon$ - amplitudinea (10-50 mV); $\Delta\tau$ - durata impulsului (circa 0,5 s); τ - intervalul de timp până la aplicarea impulsului ($t_I - 0,5s$); t_I - timpul de picurare.

Caracteristici analitice:

- limita de detecție
- rezoluția

Puls-polarografia diferențială prezintă o rezoluție mai bună decât polarografia clasică sau puls-polarografia normală. Astfel, ultimele două metode permit măsurarea a două unde succesive atunci când potențialele de semiundă diferă cu cel puțin 200 mV. O diferență de numai 100 mV între potențialele picurilor succesive este suficientă pentru a înregistra două picuri puls-polarografice.




Fig. 2 - Unda polarografică înregistrată prin puls-polarografie diferențială.

Limita de detecție este de circa 10^{-7} mol·l⁻¹ în cazul **polarografiei diferențiale cu impulsuri** (sau **puls-polarografiei diferențiale**).

Limita de detecție a metodei se situează la un nivel adecvat pentru a determina metale (As, Cd, Cr, Pb, Zn, Cu) în concentrații de ordinul μg/l (ppb) sau mg/l (ppm). Determinarea metalelor la concentrații mici necesită atenție deosebită în manevrarea și prepararea probelor și a soluțiilor etalon. Totodată, este necesar să se utilizeze reactivi de înaltă puritate, pentru a evita contaminarea probelor.

Aplicarea metodei DPP în analiza directă a probelor naturale este indicată numai în condițiile în care semnalul nu este perturbat de anumiți constituenți din compoziția probei, cum ar fi surfactanți, agenți de complexare. Pentru a evita interferențele constituenților matricei probei asupra semnalului analitic, se recomandă utilizarea metodei adaosului standard.

Analiza ionilor Cu(II) și Zn(II) din apa potabilă se poate efectua direct din proba naturală, nefiind necesare etape preliminare de pregătire a probei. Experimentul se poate structura pe una dintre direcțiile următoare:

- (1) Investigarea conținutului de cupru și zinc din apa potabilă provenită de la aceeași sursă dar distribuită prin conducte fabricate din diverse materiale (cupru, material plastic, plumb, aluminiu)
- (2) Studiul distribuției geografice a conținutului de cupru și zinc din apa potabilă.
- (3) Studiul influenței metodelor de purificare în laborator a apei potabile asupra conținutului de metale din apă (apă deionizată, apă distilată).

**Analiza ionilor
Cu(II) și Zn(II) din
apa potabilă**

Principiul metodei adaosului unic

Se consideră y_o semnalul analitic măsurat, caracteristic probei, de concentrație c_x . Se presupune că funcția de etalonare este de tipul $y = b \cdot c$, în care parametrul b este o constantă, care exprimă sensibilitatea metodei. Din această

probă se preia volumul exact cunoscut V_o și se adaugă un volum V_{et} din soluția etalon, cu concentrația c_{et} . Adaosul se face astfel încât concentrația totală a analitului în final să nu depășească valoarea de $1,5 \cdot c_x$. După omogenizarea soluției, se măsoară semnalul analitic y_I . Concentrația finală a analitului după adaos este:

$$c_I = \frac{c_o V_o + c_{et} V_{et}}{V_o + V_{et}} \quad (1)$$

Din expresiile funcțiilor de etalonare scrise corespunzător pentru cele două probe, $y_o = bc_x$ și, respectiv, $y_I = bc_I$, se calculează concentrația necunoscută c_x :

$$c_x = \frac{c_{et} V_{et} y_o}{(V_o + V_{et}) y_I - V_o y_o} \quad (2)$$

Dacă adaosul de soluție etalon modifică semnificativ volumul probei, este necesar ca soluția etalon să reproducă matricea probei analizate. Atunci când există dificultăți legate de reproducerea matricei, se prepară o soluție etalon având concentrația de 20-50 de ori mai mare decât concentrația probabilă a probei, astfel încât în urma adaosului de soluție etalon practic să nu se modifice compoziția matricei probei inițiale. Dacă adaosul de soluție etalon nu modifică volumul inițial cu mai mult de 1%, relația de calcul se simplifică pe baza ipotezei $V_o + V_{et} \approx V_o$ și capătă forma:

$$c_x = \frac{c_{et} V_{et} y_o}{V_o (y_I - y_o)} \quad (3)$$

Metoda adaosului cu aducere la volum constant

Pentru a evita erorile datorate modificării volumului soluției în urma adaosului, metoda adaosului unic se poate aplica și în forma metodei adaosului cu aducere la volum constant. Pentru aceasta se prepară două soluții, după cum urmează:


- *Soluția I*: se prepară într-un balon cotat de capacitate V în care se introduce un volum V_o din probă și se diluează până la cotă cu solvent.

- *Soluția 2*: se prepară într-un balon cotate de aceeași capacitate cu cel utilizat la prepararea Soluției 1. În acest balon se introduce volumul V_o de probă, se adaugă volumul V_{et} de soluție etalon, astfel încât concentrația rezultată să fie circa $1,5c_x$, și se completează până la semn cu același solvent.

După omogenizarea soluțiilor se măsoară semnalele analitice y_1 , respectiv y_2 . Concentrația probei se calculează ca fiind:

$$c_x = \frac{c_{et} y_1}{V_o y_2} \quad (4)$$

În cazul metodei puls-polarografiei diferențiale, semnalul analitic este curentul de pic, i_p , măsurat în raport cu linia de bază, așa cum se prezintă în figura alăturată.



2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI


Reactivi și ustensile

- Soluție etalon stoc de Cu(II), $1 \cdot 10^{-4}$ M și, respectiv, $1 \cdot 10^{-3}$ M.
- Soluție etalon stoc de Zn (II), $1 \cdot 10^{-4}$ M și, respectiv, $1 \cdot 10^{-3}$ M.
- Soluție KCl 1 M.
- Apă deionizată, triplu distilată.
- Baloane cotate (100 ml - 7 bucăți; 50 ml - 1 bucată)
- Pipete (0,5 ml, 1 ml, 5 ml)
- Celulă electrochimică compusă din: electrod de mercur picurător; electrod de referință și electrod auxiliar.

- Polarograf. Parametrii de lucru ai instrumentului vor fi: amplitudinea 50 mV; viteza de baleiaj a potențialului în domeniul 2 - 5 mV/s; domeniul de baleiaj al potențialului între 0,1 și - 1,5 V.

Mod de lucru

Etapa 1 - Trasarea dreptelor de etalonare



Prepararea soluțiilor etalon

Se prepară un set de 6 soluții etalon de Cu(II) și Zn (II) (marcate 1 - 6), având concentrațiile din domeniul $1 \cdot 10^{-7}$ - $5 \cdot 10^{-5}$ M. Soluțiile se prepară în baloane cotate de 100 ml conform procedurii de mai jos:

- se transferă în balonul cotate un volum V , măsurat cu pipeta, din soluția etalon corespunzătoare, conform indicațiilor din Tabelul 1. În funcție de nivelul de concentrație al celor doi ioni în probă, aceste volume se pot modifica.

- se adaugă 1 ml soluție KCl 1 M și se diluează cu apă triplu distilată deionizată până la cota balonului cotate. Probele se omogenizează.

Tabelul 1 - Prepararea soluțiilor etalon.


Nr. sol.	V, ml sol. Cu (II) și Zn (II) $1 \cdot 10^{-4}$ M	V, ml sol. Cu (II) și Zn (II) $1 \cdot 10^{-3}$ M	[Cu ²⁺], M	[Zn ²⁺], M
1	0,1	0		
2	0,5	0		
3	5,0	0		
4	0	0,1		
5	0	0,5		
6	0	1,0		
7	0	0		

Înregistrarea semnalului de fond

Se prepară o soluție (marcată 7) pentru înregistrarea semnalului de fond, care conține doar electrolitul suport. În acest scop se transferă într-un balon cota de 100 ml un volum de 1 ml soluție KCl 1 M, măsurat cu pipeta, și se completează până la cota balonului cota cu apă triplu distilată și deionizată.

Înregistrarea curbelor polarografice

- Se transferă în celula electrochimică circa 10 ml soluție, care se barbotează cu gaz inert circa 15 - 20 minute, în vederea îndepărtării oxigenului dizolvat. După îndepărtarea oxigenului dizolvat, fluxul de gaz inert se dirijează deasupra soluției.
- Se înregistrează semnalul voltametric în domeniul de potențiale + 0,1 - - 1,5 V atât pentru soluția electrolitului suport, cât și pentru probele etalon.
- Semnalul analitic este reprezentat de înălțimea picului puls-polarografic (i_p) măsurat față de curentul liniei de bază. Datele se trec în Tabelul 2.




Tabelul 2 - Date pentru trasarea dreptelor de etalonare.

Nr. sol.	[Cu ²⁺], M	[Zn ²⁺], M	$i_{p,Cu}$, μA	$i_{p,Zn}$, μA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Etapa 2 - Analiza unor probe de apă potabilă

- Într-un balon cotate de 50 ml se pregătește o probă de apă potabilă care să conțină KCl în concentrație de 0,01 M.
- Se măsoară cu pipeta 5 ml (V_o) din această soluție și se transferă în celula electrochimică (*Soluția P1*).
- *Soluția P1* se barbotează cu gaz inert pentru circa 15 - 20 minute. După îndepărtarea oxigenului dizolvat, curentul de gaz inert se dirijează deasupra soluției și se efectuează înregistrarea voltametrică.
- Se adaugă în celulă 0,1 ml soluție etalon stoc de Cu (II) $1 \cdot 10^{-4}$ M ($V_{et,Cu}$) și 0,1 ml soluție etalon stoc Zn (II) $1 \cdot 10^{-4}$ M ($V_{et,Zn}$) (*Soluția P2*).
- *Soluția P2* se barbotează cu gaz inert 1-2 minute și se reia înregistrarea voltametrică.

Procedura de calcul



c_{Cu}
 c_{Zn}

- Se trasează dreptele de etalonare în coordonate i_p - $[Cu^{2+}]$, respectiv i_p - $[Zn^{2+}]$.
- Se stabilește domeniul de liniaritate al metodei pentru fiecare dreaptă de calibrare.
- Se măsoară curenții picurilor polarografice pentru probele de apă potabilă P1 și, respectiv, P2, iar datele se trec în Tabelul 3. Dacă măsurătorile nu se încadrează în domeniul de liniaritate al metodei, se ajustează adaosurile de soluție etalon, astfel încât funcția de etalonare stabilită să poată fi aplicată.
- Se calculează concentrația ionilor de Cu(II), respectiv Zn(II) în proba de apă potabilă pe baza relației (2), în care mărimile care intervin au semnificația următoare:

c_x - concentrația ionului Cu(II), respectiv Zn(II) în proba de apă

c_{et} - concentrația ionului Cu(II), respectiv Zn(II) în proba etalon stoc

V_o - volumul din proba de apă potabilă transferat în celula polarografică

V_{et} - volumul din soluția etalon stoc de Cu(II), respectiv Zn(II), care s-a adăugat în proba de apă

y_o - curentul picului DPP corespunzător ionului de Cu(II), respectiv Zn(II), înregistrat pentru proba de apă potabilă

y_I - curentul picului DPP corespunzător ionului de Cu(II), respectiv Zn(II), înregistrat pentru proba de apă potabilă în care s-a adăugat soluție etalon

Tabelul 3 - Date experimentale obținute pentru probele de apă potabilă.

No. sol.	V_o , ml probă apă potabilă	$V_{et,Cu}$, ml sol. Cu (II) $1 \cdot 10^{-4}$ M	$V_{et,Zn}$, ml sol Zn (II) $1 \cdot 10^{-4}$ M	$i_{p,Cu}$, μA	$i_{p,Zn}$, μA
P1	5	0	0		
P2	5	0,1	0,1		

DETERMINAREA GLICINEI PRIN TITRARE POTENȚIOMETRICĂ

SCOPUL LUCRĂRII este de a determina conținutul de glicină dintr-o probă prin titrare potențiometrică.


Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPIUL METODEI
2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPIUL METODEI

Aminoacizii monoamino-, monocarboxilici (de exemplu glicina) pot fi titrați cu un acid tare sau cu o bază tare, dar saltul de echivalență se produce la pH 2, respectiv pH 12. Acest lucru face dificilă evidențierea lui atât prin metode clasice (cu ajutorul indicatorilor), cât și prin metode instrumentale (utilizând de exemplu un electrod cu membrană de sticlă drept electrod indicator al ionilor hidroniu).

Prin blocarea grupării aminice prin adădire de formaldehidă, se formează un acid, conform reacției:




Acidul format poate fi titrat cu o bază tare (de exemplu NaOH), pH-ul de echivalență fiind situat în jurul valorii 9. Titrarea se poate face în prezența indicatorului fenolftaleină sau potențiometric.

În această lucrare se va determina glicina prin titrare potențiometrică cu o soluție standard de NaOH.

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și aparatură

- Formaldehidă 40%;
- Soluție standardizată de NaOH 0,1 M;
- Biuretă;
- Pahar Berzelius 100 ml;
- Cilindru gradat (20 ml);
- Agitator magnetic;
- Electrode indicator al ionilor hidroniu (electrod cu membrană de sticlă);
- Electrode de referință (electrod de Ag/AgCl, KCl sat.);
- pH-metru.




Mod de lucru

- Formaldehida poate conține urme de acid care trebuie neutralizate. În acest scop, 10 ml formaldehida se amestecă cu 20 ml apă distilată și se neutralizează cu NaOH 0,1 M până la pH 8 (sau prima colorație roz obținută în prezența fenolftaleinei).

ATENȚIE! Formaldehida 40% este corozivă.



- Se amestecă 30 ml soluție formaldehidă neutralizată cu proba de aminoacid.
- Electrozii și bara magnetică pentru agitare se introduc în probă, se cuplează la instrument și se pornește agitarea.
- Se notează prima indicație a instrumentului
- Proba se titrează cu NaOH 0,1 M, care se adaugă cu un increment de 0,5 ml.
- După fiecare adaos de reactiv de titrare, se notează indicația pH-metrului. Datele se înscriu într-un tabel de tipul Tabelului 1.





Tabelul 1 - Date experimentale pentru trasarea curbei de titrare a glicinei cu o soluție etalon de NaOH 0,1 M.

V_{NaOH} , ml NaOH 0,1 M	pH
0	
0.5	
...	...

Prelucrarea datelor experimentale

- Din graficul $pH - V_{NaOH}$ se determină volumul de echivalență la titrarea probei de glicină (V_e ml NaOH cu concentrația c_{NaOH} (mol/l)).
- Se calculează cantitatea de glicină din probă pe baza raționamentului exprimat prin schema de mai jos, care s-a formulat luând în considerare stoechiometria reacției de titrare.

1 mol glicină
reacționează cu
1 mol NaOH



- Se calculează cantitatea de glicină din probă pe baza relației:

$$m = c_{NaOH} \cdot V_e \cdot 10^{-3} \cdot M, \quad M = 75,07$$

DETERMINAREA POLAROGRAFICĂ A CONSTANTEI DE FORMARE A OXALATULUI DE PLUMB

SCOPUL LUCRĂRII este de a determina constanta de formare și compoziția oxalatului de plumb prin metoda polarografică.

Secțiunile lucrării

1. PRINCIPII TEORETICE
2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPII TEORETICE

Reducerea cationilor metalici este puternic influențată de compoziția soluției. În prezența unui ligand, ionul metalic poate forma combinații complexe, consecința acestui fapt fiind modificarea reactivității electrochimice a ionului metalic respectiv. Modificările tipice de reactivitate electrochimică a cationului metalic sunt:


- (I) Modificarea potențialului de semiundă, fără schimbări semnificative ale curentului-limită în cazul în care reacția de complexare este rapidă și reversibilă.
- (II) Micșorarea progresivă a curentului-limită până la anulare, atunci când combinația complexă, formată prin adaosul unui ligand, este inertă din punct de vedere electrochimic.

Primul tip de efecte își găsește aplicații analitice în determinarea constantelor de stabilitate ale combinațiilor complexe formate între cationul metalic și ligand, în timp ce al doilea efect se aplică în determinările indirecte (titrări amperometrice).

**Efectele liganzilor
asupra reducerii
electrochimice a
ionilor metalici**

Aplicații

În continuare se va prezenta principiul metodei polarografice de determinare a constantei de stabilitate a unei combinații complexe în cazul simplu al unei reacții de electrod rapide, reversibile, a cărei cinetică este controlată de difuziunea cationului metalic. Astfel, unda polarografică corespunzătoare reducerii reversibile a unui cation metalic conform reacției:



***b* - factorul Nernst
(2,303 RT/F)**


este descrisă de ecuația următoare:

$$\varepsilon = \varepsilon_{1/2} + \frac{b}{n} \log \left(\frac{i_d - i}{i} \right) \quad (2)$$

***i_d* - curentul-limită
de difuziune**

***ε_{1/2}* - potențialul de
semiundă**

Se consideră că în prezența ligandului X se formează combinația complexă MX_{pn+} :




care este caracterizată prin constanta de formare β_p , definită astfel:

$$\beta_p = \frac{[MX_p^{n+}]}{[M^{n+}][X]^p} \quad (4)$$

Prin reducerea cationului, conform reacției (1), se perturbă echilibrul (3) și o parte din complexul MX_{pn+} disociază. Pentru simplificare, se presupune că ligandul X este prezent în mare exces (concentrația totală a acestuia fiind notată prin $[X]$), astfel încât concentrația ionului metalic liber este neglijabilă în comparație cu cea a complexului. Din același motiv, concentrația ligandului X este aceeași atât la interfața metal - soluție, cât și în volumul soluției.

Procesul de difuziune implică doar forma complexă a ionului metalic, ceea ce face ca procesul de electrod, în ansamblu, să se poată reprezenta astfel:



Indicii "s" și "i" indică prezența unei specii în volumul soluției, respectiv, la interfața metal-soluție. Conform ecuației lui Nernst, concentrațiile la suprafața electrodului trebuie să satisfacă următoarea condiție:

$$\varepsilon = \varepsilon^o + \frac{b}{n} \log \frac{[M^{n+}]_i}{[M]_i} \quad (5)$$

$[M]_i$ reprezintă concentrația metalului dizolvat în mercur la distanța $x = 0$. Relația (4) este valabilă pentru întreaga soluție, inclusiv la suprafața electrodului, așa încât se poate exprima concentrația ionului liber în funcție de constanta de formare astfel:

$$[M^{n+}]_i = \frac{[MX_p^{n+}]_i}{\beta_p \cdot [X]^p} \quad (6)$$

Relația (5) devine astfel:

$$\varepsilon = \varepsilon^o - \frac{b}{n} \log \beta_p - p \frac{b}{n} \log [X] + \frac{b}{n} \log \frac{[MX_p^{n+}]_i}{[M]_i} \quad (7)$$

ε^o - potențialul
redox standard

Concentrațiile speciilor MX_{pn+} și M la suprafața electrodului nu pot fi determinate experimental, dar se pot exprima în funcție de curentul electrolitic și de concentrațiile din soluție, luând în considerare faptul că procesul decurge în regim staționar iar reacția de electrod este reversibilă. Astfel, curentul electrolitic este determinat de fluxul masic al reactantului (complexul metalic MX_{pn+}) conform ecuației:

$$i = \aleph ([MX_p^{n+}]_s - [MX_p^{n+}]_i) = i_d \aleph \cdot [MX_p^{n+}]_i \quad (8)$$

\aleph - constanta
Ilkovič

\aleph este constanta Ilkovič definită pentru complexul metalic. Rezultă:

$$[MX_p^{n+}]_i = \frac{i_d - i}{\aleph} \quad (9)$$

Totodată, fluxul de metal care difuzează în picătura de mercur este egal în aceste condiții cu fluxul de complex metalic care difuzează din soluție și, ca urmare, curentul electrolitic se poate exprima astfel:

$$i = -\aleph' ([M] - [M]_i) \quad (10)$$

unde \aleph' este constanta Ilkovič pentru difuziunea metalului în picătura de mercur. În relația de mai sus concentrația metalului în volumul picăturii de mercur, $[M]$, este nulă. Rezultă:

$$[M]_i = \frac{i}{\aleph'} \quad (11)$$

Dacă se substituie concentrațiile din relația (7) cu expresiile (9) și (11), rezultă:

$$\varepsilon = \varepsilon^o - \frac{b}{n} \log \beta_p - p \frac{b}{n} \log [X] + \frac{b}{n} \log \frac{\aleph'}{\aleph} + \frac{b}{n} \log \frac{i_d - i}{i} \quad (12)$$

Conform definiției, potențialul de semiundă este potențialul la care curentul electrolitic este jumătate din valoarea curentului-limită mediu de difuziune ($i = i_d / 2$). Ca urmare, prin anularea ultimului termen în relația (12), rezultă potențialul de semiundă:

$$\varepsilon_{1/2}^c = \varepsilon^o - \frac{b}{n} \log \beta_p - p \frac{b}{n} \log [X] + \frac{b}{n} \log \left(\frac{D_M}{D_{MX_p^{n+}}} \right)^{1/2} \quad (13)$$

D - coeficient de difuziune (în cm²/s)

în care D_M este coeficientul de difuziune al metalului în mercur iar $D_{MX_p^{n+}}$ este coeficientul de difuziune al complexului în soluție.

Prin analogie, rezultă că potențialul de semiundă al ionului liber, în absența ligandului este:

$$\varepsilon_{1/2} = \varepsilon^o + \frac{b}{n} \log \left(\frac{D_M}{D_{M^{n+}}} \right)^{1/2} \quad (14)$$

în care $D_{M^{n+}}$ este coeficientul de difuziune al ionului metalic liber în soluție. Considerând că speciile M^{n+} și MX_p^{n+} au dimensiuni apropiate, se va face aproximația egalității coeficienților lor de difuziune. În aceste condiții, efectul ligandului asupra reducerii ionului metalic se reflectă în modificarea potențialului de semiundă al unde polarografice înregistrate în prezența ligandului, conform relației (15):

$$\Delta \varepsilon_{1/2} = \varepsilon_{1/2}^c - \varepsilon_{1/2} = -\frac{b}{n} \log_p \beta - p \frac{b}{n} \log [X] \quad (15)$$

În Fig. 1 se prezintă spre exemplificare un set de înregistrări polarografice care corespund reducerii unui ion metalic în absența (curba 1) și în prezența unui ligand (curbele 2 și 3) la două concentrații diferite ale acestuia, c_1 și c_2 .

Relația (16) exprimă o corelație liniară între $\Delta \varepsilon_{1/2}$ și $\log[X]$ de forma:

$$\Delta \varepsilon_{1/2} = A + B \log[X] \quad (17)$$

Panta acestei drepte este $-pb/n$, iar ordonata la origine depinde de constanta de formare β_p . Cu ajutorul parametrilor A și B se calculează raportul de combinare și constanta de formare cu ajutorul următoarelor relații:

$$p = -\frac{Bn}{b} \quad (18)$$

$$\beta_p = 10^{-An/b} \quad (19)$$

p - raportul de
combinare metal :
ligand

β_p - constanta de
formare




Fig. 1 – Unde polarografice înregistrate la reducerea unui cation metalic în absența (1) și în prezența unui ligand (curbele 2 și 3), având concentrația c_1 (2) respectiv c_2 (3), $c_2 > c_1$.

Calculul acestor mărimi pe baza relațiilor de mai sus presupune cunoașterea coeficientului n și implică măsurarea cu precizie a diferenței $\Delta\varepsilon_{1/2}$. În acest scop se recomandă determinarea potențialului de semiundă și a coeficientului n prin **liniarizarea undei polarografice**. Astfel, ecuația undei polarografice (2) se transpune la 25°C în forma:

$$\varepsilon = \varepsilon_{1/2} + \frac{59,2}{n} \log\left(\frac{i_d - i}{i}\right) \quad (20)$$

care exprimă o corelație liniară între termenul logaritmic și ε (exprimat în mV):

**Forma liniarizată
a curbei
polarografice**

$$\log\left(\frac{i_d - i}{i}\right) = -\frac{n}{59,2} \varepsilon_{1/2} + \frac{n}{59,2} \varepsilon \quad (21)$$

Curba polarografică liniarizată este curba polarografică transpusă în coordonate $\log\left(\frac{i_d - i}{i}\right) = f(\varepsilon)$ (Fig. 2). Din parametrii curbei liniarizate se determină mărimile n și $\varepsilon_{1/2}$ caracteristice procesului de electrod respectiv.




Fig. 2 – Forma liniarizată a curbei polarografice 1 din Fig. 1.

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi, sticlărie și aparatură



- Soluție de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0,020 M;
- Soluție KNO_3 1 M;
- Soluție $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 1 M;
- Soluție de Triton X-100 1%;
- 5 baloane cotate de 100 ml;
- Pipete gradate (2 ml, 5 ml, 10 ml);
- Polarograf:
 - Celulă electrochimică compusă din: electrod de mercur picurător, electrod de referință, electrod auxiliar (fir de Pt).

Mod de lucru

Se prepară un set de 5 soluții în baloane cotate de 100 ml, având compoziția:

- Soluția 1: 2,0 ml soluție $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0,020 M + 10 ml soluție KNO_3 1 M + 2 picături soluție Triton X-100 și apă distilată până la semn.
- Soluțiile 2 - 5: 2,0 ml soluție $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0,020 M + V ml soluție $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 1 M (unde $V = 10; 20; 40$ și, respectiv, 80 ml) + 2 picături soluție Triton X-100 și apă distilată până la semn.

Înregistrările polarografice se efectuează în domeniul de potențiale - 0,2 - - 0,95 V. Pentru aceasta se utilizează de fiecare dată o celulă polarografică uscată, în care se introduc circa 10 ml din soluția respectivă. Îndepărtarea oxigenului dizolvat în soluție se realizează prin barbotarea probei înainte de înregistrare cu gaz inert (azot, argon) timp de 10 - 15 min. Pe parcursul înregistrării, fluxul de gaz inert este dirijat deasupra soluției.



Prelucrarea datelor experimentale

1) *Calculul parametrilor n și $\varepsilon_{1/2}$ pentru unda de reducere a ionului de Pb(II) liber și complexat*

- Se măsoară curentul limită de difuziune al fiecărei trepte polarografice (i_d).
- Se măsoară valorile corespunzătoare ale curentului electrolitic (i) la diverse potențiale din zona ascendentă a treptei polarografice. Se recomandă ca măsurătorile să se facă din 10 în 10 mV, pentru a asigura un număr suficient de puncte.
- Se calculează termenul $\log\left(\frac{i_d}{i} - 1\right)$ corespunzător, datele trecându-se pentru fiecare înregistrare într-un tabel realizat după modelul Tabelului 1.

Tabelul 1 - Liniarizarea undei polarografice.

ε, mV	i	$\frac{i_d}{i}$	$\log\left(\frac{i_d}{i} - 1\right)$

- Se reprezintă unda polarografică în forma liniarizată $\log\left(\frac{i_d - i}{i}\right) - \varepsilon$ pentru fiecare treaptă polarografică.
- Se determină parametrii caracteristici: numărul de electroni transferați în reacția de electrod (n) și potențialul de semiundă corespunzător pentru undele de reducere a Pb(II) liber ($\varepsilon_{1/2}$), respectiv complexat ($\varepsilon_{1/2}^c$).
- Se calculează mărimea $\Delta\varepsilon_{1/2} = \varepsilon_{1/2}^c - \varepsilon_{1/2}$.
- Datele se centralizează în Tabelul 2.

Tabelul 2

Nr. sol.	V, ml sol. $K_2C_2O_4$ 1 mol/l	$[C_2O_4^{2-}]$, mol/l	$\log([C_2O_4^{2-}])$	n	$\varepsilon_{1/2}$, mV	$\varepsilon_{1/2}^c$, mV	$\Delta\varepsilon_{1/2}$, mV
1	0						
2	10						
3	20						
4	40						
5	80						

2) *Calculul mărimilor p și β_p*

- Se reprezintă grafic $\Delta\varepsilon_{1/2} - \log([C_2O_4^{2-}])$
- Se determină raportul de combinare, p , utilizând relația (18).
- Se determină constanta de formare a complexului Pb(II) - oxalat cu ajutorul relației (19).

p

β_p

DETERMINAREA CONSTANTELOR DE ACIDITATE ȘI A PUNCTULUI IZOELECTRIC AL GLICINEI

SCOPUL LUCRĂRII îl reprezintă determinarea constantelor de aciditate și a punctului izoelectric al glicinei prin titrarea potențiometrică a celor două grupări cu funcțiuni acido-bazice din structura glicinei.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPII TEORETICE

1.1. Ionizarea glicinei în soluții apoase

1.2. Determinarea constantei de aciditate a grupării carboxil

1.3. Determinarea constantei de aciditate a grupării aminice

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

1. PRINCIPII TEORETICE

1.1. Ionizarea glicinei în soluții apoase




Glicina este un aminoacid monoamino-, monocarboxilic, care conține două grupări funcționale ionizabile:

**Caracterul
amfiprotic al glicinei**


- gruparea amino ($-\text{NH}_2$)
- gruparea carboxil ($-\text{COOH}$)

Din punct de vedere al proprietăților acido-bazice, acest tip de aminoacizi se caracterizează drept compuși amfiprotici.

În soluții apoase ionizarea glicinei se exprimă conform schemei alăturate:



Prima reacție este o reacție acido-bazică internă, analogă reacției dintre un acid carboxilic și o amină:



Reacția (2) este caracterizată prin constanta de aciditate K_{a2} , a cărei expresie este:

$$(5) \quad K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{NHCH}_2\text{COO}^-]}{[\text{NH}_3^+\text{CH}_2\text{COO}^-]}$$

**Constanta de
aciditate a
grupării -NH₂**

iar reacția (3) prin constanta de aciditate K_{a1} , având expresia:

**Constanta de
aciditate a
grupării -COOH**

$$(6) \quad K_{a1} = \frac{[H_3O^+][NH_3^+CH_2COO^-]}{[NH_3^+CH_2COOH]}$$

Conform reacțiilor (1) - (3) rezultă faptul că glicina poate exista în trei forme ionice:

**Formele ionice
ale glicinei**

- Forma I, în care ambele grupări funcționale sunt ionizate, este forma amfionică, numită și «zwitterion». Glicina, în forma I, nu migrează în câmp electric.
- Forma II este un anion, care, în câmp electric, migrează spre electrodul cu sarcină pozitivă. Această formă predomină în soluții apoase și, ca urmare, soluția apoasă de glicină are caracter slab acid.
- Forma III este un cation, care, în câmp electric, migrează spre electrodul cu sarcină negativă.

Relațiile (5) și (6) se pot transpune în forma:

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

$$(7) \quad pH = pK_{a2} + \log \frac{[NH_2CH_2COO^-]}{[NH_3^+CH_2COO^-]}$$

$$pK_{a1} = -\log K_{a1}$$

$$pK_{a2} = -\log K_{a2}$$

$$(8) \quad pH = pK_{a1} + \log \frac{[NH_3^+CH_2COO^-]}{[NH_3^+CH_2COOH]}$$

Potrivit relației (7) rezultă că, atunci când se îndeplinește condiția:

$$[NH_2CH_2COO^-] = [NH_3^+CH_2COO^-],$$

pH-ul soluției este:

$$pH = pK_{a2}$$

Conform relației (8) rezultă că, atunci când se îndeplinește condiția:

$$[NH_3^+CH_2COO^-] = [NH_3^+CH_2COOH],$$

pH-ul soluției este:

$$pH = pK_{a1}$$

Atât în primul, cât și în al doilea caz, amestecul având una din compozițiile indicate mai sus prezintă proprietățile

**Sistem tampon
acido-bazic**

unui sistem tampon acido-bazic, cu capacitate maximă de tamponare la $\text{pH} = \text{pK}_{a1}$, respectiv $\text{pH} = \text{pK}_{a2}$.

Punctul izoelectric (pH_i) este o constantă caracteristică aminoacizilor și reprezintă valoarea pH-ului la care concentrațiile celor două forme ionizate ale aminoacidului sunt egale.

Din produsul relațiilor (5) și (6) rezultă:

$$(9a) \quad K_{a1} \cdot K_{a2} = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot \frac{[\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COO}^-]}{[\text{NH}_3^+\text{CH}_2\text{COOH}]}$$

Punând condiția de egalitate a concentrațiilor formelor ionizate II și III:

$$(9b) \quad [\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COO}^-] = [\text{NH}_3^+\text{CH}_2\text{COOH}]$$

expresia (9a) conduce la ecuația care descrie concentrația ionilor hidroniu din probă la punctul izoelectric:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$$

pH-ul la punctul izoelectric se realizează prin ecuația (10):

$$(10) \quad \boxed{\text{pH}_i = \frac{1}{2}(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})}$$

1.2. Determinarea constantei de aciditate a grupării carboxil

Constanta de aciditate a grupării carboxil se va determina prin titrarea glicinei cu un acid tare.

Se consideră o probă de glicină cu volumul V_o (în ml), măsurat cu exactitate, și concentrația exact cunoscută, c_o (în mol/l). Fie V_a (în ml) volumul din soluția reactivului de titrare (un acid tare, de concentrație c_a în mol/l), adăugat în proba de glicină la un moment dat. Pe baza principiului combinării substanțelor în cantități echivalente, se calculează concentrația glicinei în formă carboxil ionizată (I) ca fiind:

Punctul izoelectric

pH_i

pK_{a1}

$$[NH_3^+CH_2COO^-] = \frac{V_{60} - nV_a c_a}{V_o + V_a}$$

și, respectiv, în forma neionizată (III):

$$[NH_3^+CH_2COOH] = \frac{nV_a c_a}{V_o + V_a}$$

n reprezintă raportul de combinare glicină : acid. Dacă acidul utilizat este acidul sulfuric, atunci $n = 2$.

Relația (8) devine:

$$(11) \quad \boxed{pH = pK_{a1} + \log \left(\frac{V_o c_o}{nV_a c_a} - 1 \right)}$$

care exprimă o corelație de tip liniar între pH și termenul logaritmic. Intersecția acestei drepte de corelație cu axa pH-ului se produce indică valoarea constantei pK_{a1} .

1.3. Determinarea constantei de aciditate a grupării aminice

pK_{a2}

Constanta de aciditatea a grupării aminice se va determina prin titrarea glicinei cu o bază tare de concentrație c_a , în mol/l.

Se consideră proba de glicină cu volumul V_o (în ml), măsurat cu exactitate, și concentrația exact cunoscută, c_o . Dacă se adaugă volumul V_a (în ml) din soluția de titrant, atunci, pe baza principiului combinării substanțelor în cantități echivalente (se consideră raportul de combinare glicină : titrant = 1:1), se calculează concentrația glicinei în formă amino ionizată (I) ca fiind:

$$[NH_3^+CH_2COO^-] = \frac{V_{60} - V_a c_a}{V_o + V_a}$$

și, respectiv, în forma neionizată (II):

$$[NH_2CH_2COOH] = \frac{V_a c_a}{V_o + V_a}$$

Relația (7) se rescrie pe baza ecuațiilor de mai sus, astfel:

(12)

$$pH = pK_{a2} - \log\left(\frac{V_o c_o}{V_a c_a} - 1\right)$$

care exprimă o corelație liniară între pH și termenul logaritmic. Intersecția dreptei de corelație cu axa pH-ului indică valoarea constantei de aciditate a grupării aminice, pK_{a2} .

În Figura 1 s-au reprezentat dreptele de corelație descrise pentru cele două cazuri pe baza ecuațiilor (11) și, respectiv, (12). Se remarcă modul de indicare grafică a constantelor de aciditate ale glicinei. Prin variabila x s-a notat termenul logaritmic din relațiile (11), respectiv, (12).





Fig. 1. Reprezentarea grafică a datelor obținute la titrarea unei probe de glicină cu H_2SO_4 (a), respectiv $NaOH$ (b).


2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și aparatură

- Soluție standardizată de H_2SO_4 0,25 M;
- Soluție standardizată de $NaOH$ 0,5 M;
- Glicină;
- Soluții etalon de pH (sol. borax 10^{-2} M, pH 4,12; sol. ftalat acid de potasiu 10^{-2} M, pH 9,18);



- Sticlărie: biurete (2 buc.), pahare Berzelius uscate de 50-100 ml (4 buc.), pipete (25 ml - 2 buc.), balon cotat de 100 ml;



- Agitator magnetic;
- Electrode indicator al ionilor hidroniu (electrod cu membrană de sticlă);
- Electrode de referință (electrod de Ag | AgCl | KCl);
- pH-metru.

Modul de lucru

a) Etalonarea pH-metrului, se va face conform indicațiilor din Îndrumar, la lucrarea intitulată *Determinarea potențiometrică a pH-ului cu electrodul cu membrană de sticlă*.

b) Determinarea constantelor de aciditate ale glicinei.

- Se prepară la balon cotat de 100 ml o soluție de glicină de concentrație 0,1 M (masa moleculară 75,07).

Proba 1

Proba 1: Se măsoară cu pipeta o probă de glicină, având volumul măsurat cu exactitate (V_o) cuprins între 20 și 40 ml, care se trece într-un pahar Berzelius uscat de capacitate 50 ml, formă înaltă.

- Proba 1 se titrează cu soluția de H_2SO_4 0,25 M până la pH 1,5.

Proba 2

Proba 2: Se măsoară cu pipeta o altă probă din soluția de glicină, având volumul măsurat cu exactitate (V_o) cuprins între 20 și 40 ml. Acesta se transferă într-un pahar Berzelius uscat de capacitate 50 ml, formă înaltă.

- Proba 2 se titrează cu soluția de NaOH 0,5 M până la pH 11.

- În ambele cazuri, adaosurile se fac cu un increment de 0,2 ml iar datele se trec Tabelul 1.

Tabelul 1 - Datele experimentale obținute la titrarea unor probe de glicină.

Titrant - H ₂ SO ₄			Titrant - NaOH		
V_a , ml sol H ₂ SO ₄ 0,25 M	pH	$\log\left(\frac{V_o c_o}{2V_a c_a} - 1\right)$	V_a , ml sol NaOH 0,5 M	pH	$\log\left(\frac{V_o c_o}{V_a c_a} - 1\right)$
0			0		
0.2			0.2		
...			...		

Prelucrarea datelor experimentale

❶ Se reprezintă grafic datele experimentale din Tabelul 1 în după modelul prezentat în Fig. 1.

❷ Pe baza reprezentărilor grafice se determină mărimile pK_{a1} , pK_{a2}

❸ Se calculează mărimea, pH_i , pe baza relației (10).

**Reprezentarea
grafică a datelor**

**Determinarea
constantelor de
ionizare**

**Determinarea
pH-ului
la punctul izoelectric**

DETERMINAREA CONDUCTOMETRICĂ A CONSTANTEI DE IONIZARE A ACIDULUI ACETIC

SCOPUL LUCRĂRII îl reprezintă studiul ionizării unui acid slab
- acidul acetic - prin determinări conductometrice directe.

Secțiunile lucrării:

1. PRINCIPII TEORETICE


2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

ANEXA 1 - Metoda celor mai mici pătrate

1. PRINCIPII TEORETICE

Studiul echilibrului de disociere a acidului acetic

Se consideră o soluție apoasă de acid acetic care, ca urmare a disocierii parțiale a acidului acetic, conține atât ioni acetat, OAc^- , rezultați din disocierea acidului cât și acid acetic nedisociat, HOAc . Disocierea acidului, exprimată prin reacția:



este caracterizată prin constanta de echilibru K_a , numită constantă de aciditate:

K_a
constanta de
aciditate

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OAc}^-]}{[\text{HOAc}]} \quad (1)$$

α
gradul de disociere
a electrolitului

Conform definiției date de Arrhenius, gradul de disociere al unui electrolit aflat în soluție diluată reprezintă fracțiunea din numărul total de moli de electrolit care a disociat. Concentrațiile speciilor ionice din soluție se pot exprima funcție de gradul de disociere, α , și de concentrația analitică a acidului acetic, c (în mol/m^3):

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OAc}^-] = \alpha c \quad (2)$$

$$[\text{HOAc}] = (1-\alpha)c \quad (3)$$

Conductivitatea măsurată pentru o probă de acid acetic se corelează cu concentrațiile speciilor care contribuie la conducția ionică, anume OAc^- și H_3O^+ , concentrații exprimate prin intermediul gradului de disociere α :

$$\lambda = \alpha \cdot c \cdot (\Lambda_{\text{OAc}^-} + \Lambda_{\text{H}^+}) \quad (4)$$

Pentru electroliții foarte slabi disocierea ionică este atât de mică, încât practic se poate considera sistemul ca fiind în condiții de diluție infinită, și deci relația (4) devine:

$$\lambda = \alpha \cdot c \cdot \Lambda_{\infty} \quad (5)$$

Corelând această expresie cu relația de definire a conductivității molare, $\Lambda = \lambda / c$, rezultă:

$$\alpha = \frac{\Lambda_c}{\Lambda_{\infty}} \quad (6)$$

în care mărimea Λ_c reprezintă conductivitatea molară a soluției de electrolit cu concentrația totală c .

Pe baza expresiilor (2) și (3) și cu ajutorul relației (6), constanta de aciditate devine:

$$K_a = \frac{(\Lambda_c / \Lambda_{\infty})^2 c}{1 - (\Lambda_c / \Lambda_{\infty})} \quad (7)$$

Această expresie are formă asemănătoare relației cunoscute ca **legea diluției a lui Ostwald**.

Relația (7) se poate rearanja în forma expresiei:

$$\frac{1}{\Lambda_c} = \frac{c\Lambda_c}{K_a \Lambda_{\infty}^2} + \frac{1}{\Lambda_{\infty}} \quad (8)$$

care exprimă o corelație liniară între termenii $1/\Lambda_c$ și $c\Lambda_c$.

Parametrii dreptei de corelație, privită în forma $y = a + bx$, depind atât de constanta de aciditate, cât și de conductivitatea molară la diluție infinită:

$$a = 1/\Lambda_{\infty} \quad (9a)$$

$$b = 1/(K_a \Lambda_{\infty}^2) \quad (9b)$$

Λ_{OAc^-}
conductivitatea ionică
molară a anionului
acetat

Λ_{H^+}
conductivitatea ionică
molară a ionului de
hidrogen

Λ_c
conductivitatea molară
a soluției de acid acetic
de concentrație c

Ca urmare, constanta de aciditate este dată de expresia:

$$K_a = a^2 / b \quad (10)$$

Aceasta nu implică cunoașterea prealabilă a conductivității molare la diluție infinită. Modelul de calcul prezentat mai sus permite calculul constantei de aciditate a acidului acetic cu o precizie de 1%, în limita concentrației acidului acetic de cel mult 0,03 mol/l. Existența unor interacții între ioni poate duce la formarea de perechi ionice, ceea ce introduce erori în determinarea gradului de disociere și implicit a constantei de aciditate.

Pentru aplicarea relației (8) este necesară valoarea conductanței molare la mai multe concentrații ale acidului. Parametrii dreptei de corelație, anume a și b se determină fie prin metoda grafică, fie prin metoda celor mai mici pătrate (Anexa 1).

Determinarea conductivității

θ
constanta celulei
conductometrice (în m)

Cunoscând conductanța unei soluții, conductivitatea poate fi calculată pe baza relației dintre conductanță și conductivitate.

$$L = \lambda \cdot \theta \quad (11)$$

Pentru aceasta este necesar să se cunoască valoarea constantei celulei, θ . În acest scop se măsoară conductanța L_e a unei soluții cu conductivitate cunoscută, de exemplu, o soluție de clorură de potasiu (Tabelul 1). Notând λ_e conductivitatea acesteia, rezultă următoarea relație pentru calculul constantei celulei conductometrice:

$$\theta = \frac{L_e}{\lambda_e} \quad (12)$$


Tabelul 1 - Conductivitatea unor soluții de KCl (în $S \cdot m^{-1}$).

Temperatura, °C	KCl 1 M	KCl 0,1 M
15	9,213	1,066
20	9,778	1,116
25	10,16	1,164

2. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI

Reactivi și aparatură

- 1) Soluție de hidroxid de sodiu, 0,1 M;
- 2) Acid acetic glacial (densitate 1,05 g/cm³, concentrație aproximativă 17,5 M);
- 3) Clorură de potasiu, p.a.;
- 4) Conductometru și celulă conductometrică;
- 5) Biuretă de 25 ml;
- 6) Baloane cotate (250 ml – 3 bucăți, 100 ml – 4 bucăți);
- 7) Pahare Berzelius (100 ml - formă înaltă, 6 bucăți).
- 8) Termometru.




Mod de lucru

Etapă 1 - Prepararea soluțiilor

Pentru a determina constanta celulei conductometrice sunt necesare soluții etalon - soluții de clorură de potasiu cu concentrația exact cunoscută:

- *Soluția 1:* Se prepară 250 ml soluție de clorură de potasiu, 1 M, cântărind la balanță analitică cantitatea necesară de substanță solidă. Aceasta se trece cantitativ într-un balon cotate de capacitate 250 ml.
- *Soluția 2:* Se prepară o soluție de clorură de potasiu cu concentrația 0,1 M prin diluarea a 25 ml soluție KCl 1 M cu apă distilată, într-un balon cotate de 250 ml.




Pentru determinarea constantei de ionizare a acidului acetic se prepară o soluție stoc de acid acetic din care, prin diluare corespunzătoare, se vor prepara soluții cu concentrații mai mici.

- *Soluția 3:* Se prepară 250 ml soluție de acid acetic glacial cu concentrația aproximativă 0,05 M, diluând cu apă

distilată volumul necesar de acid acetic glacial. Se determină concentrația exactă a acestei soluții prin titrarea conductometrică a unei probe de 10 ml soluție de acid acetic cu hidroxid de sodiu 0,1 M. Titrarea se poate efectua și în varianta clasică, folosind ca indicator fenolftaleină. Volumul probei va fi în acest caz 25 ml.

- *Soluțiile 4 - 7:* Se prepară prin diluarea corespunzătoare a Soluției 3, astfel încât să aibă concentrațiile respective 1/5, 1/10, 1/50, 1/100 din concentrația acesteia. Aceste soluții vor fi utilizate în determinările conductometrice. Pentru prepararea lor, se măsoară cu biureta volumele necesare de Soluție 3 și se diluează în baloane cotate de 100 ml.



Etapă 2 - Determinări conductometrice

O cotă parte din soluțiile de clorură de potasiu (Soluțiile 1 și 2) și cele 4 soluții diluate de acid acetic (Soluțiile 4 - 7) se transvazează în pahare Berzelius uscate de 100 ml (formă înaltă) și se măsoară conductanța fiecăreia. Datele referitoare la soluțiile de acid acetic se înscriu într-un tabel de tipul Tabelului 2.

Prelucrarea datelor



- Se calculează valorile constantei celulei, θ_1 și θ_2 , utilizând datele obținute cu ajutorul Soluțiilor 1 și 2 și folosind datele corespunzătoare temperaturii de lucru din Tabelul 1. Constanta celulei se va exprima ca media celor două valori:

$$\bar{\theta} = \frac{(\theta_1 + \theta_2)}{2} \quad (13)$$

- Se calculează datele referitoare la soluțiile de acid acetic: concentrații exacte, conductivitate, conductivitate molară, gradul de disociere.
- Se calculează parametrii dreptei de corelație $1/\Lambda_c - c\Lambda_c$.

➤ Se calculează constanta de ionizare, folosind relația (10).

$$pK_a = -\log K_a$$

Tabelul 2 - Date experimentale și rezultatele calculelor

Nr.	c (mol/m ³)	L (S)	λ (S/m)	Λ (Sm ² /mol)	$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_\infty}$
1					
2					
3					
4					

ANEXA 1 - METODA CELOR MAI MICI PĂTRATE

Reprezentarea grafică a curbei de etalonare este metoda cea mai simplă și rapidă de exprimare a corelației dintre semnalul analitic și concentrație. Datele necesare pentru a trasa curba de etalonare se obțin cu ajutorul unui set de soluții etalon. Pentru a determina concentrația analitului într-o probă necunoscută se apelează la metoda interpolării grafice.

În funcție de tendința generală de evoluție a datelor experimentale și de forma curbei, se poate apela și la metode numerice corespunzătoare de corelare a datelor. Pe baza reprezentării grafice a datelor experimentale și în scopul prelucrării numerice a datelor, se recomandă eliminarea acelor puncte care se abat grosier de la tendința generală de evoluție a curbei empirice.

Avantajul principal al metodelor numerice este acela că permit îmbunătățirea remarcabilă a preciziei analizei. Cea mai utilizată metodă numerică pentru stabilirea corelației dintre variabile este **metoda celor mai mici pătrate**. Aplicarea acestei metode necesită alegerea unei funcții de corelare $y - c$ pe baza principiilor fizico-chimice ale metodei utilizate, sau pe baze pur empirice. Parametrii acesteia (a_1, a_2, \dots, a_N) se calculează astfel încât suma pătratelor abaterilor valorilor de semnal determinate experimental (y_i) de la valorile de semnal corespunzătoare funcției alese (y) să fie minimă:

$$\sum_{i=1}^N (y_i - y)^2 = \text{minim} \quad (1)$$

în care N este numărul perechilor de date experimentale de forma (x_i, y_i) obținute cu ajutorul soluțiilor etalon. Condiția exprimată de relația (1) permite determinarea parametrilor funcției de etalonare, punând condiția ca prima derivată a sumei în raport cu oricare dintre parametrii funcției de etalonare să fie nulă. Se obține astfel un sistem de ecuații liniare, soluțiile acestuia fiind parametrii funcției de etalonare.

De exemplu, dacă funcția de etalonare este de tip liniar:

$$y = a + bx \quad (2)$$

prin aplicarea condiției exprimate de relația (1) se obține un sistem de 2 ecuații, în care necunoscutele sunt parametrii a și b :

$$\begin{cases} Na + b \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N y_i \\ a \sum_{i=1}^N x_i + b \sum_{i=1}^N x_i^2 = \sum_{i=1}^N (x_i y_i) \end{cases} \quad (3)$$

Dacă determinantul sistemului este diferit de zero, atunci soluțiile se calculează pe baza expresiilor:

$$a = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum (x_i y_i)}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (4)$$

$$b = \frac{N \sum (x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (5)$$

ÎNTREBĂRI ȘI PROBLEME

1. Cum se determină constanta conductometrică a celulei?
2. Cum influențează temperatura rezultatele măsurărilor conductometrice?
3. Definiți parametrii caracteristici treptei polarografice.
4. Care este diferența dintre curentul rezidual și curentul limită de difuziune?
5. Rezistența electrică a unei soluții saturate de AgCl este de 50Ω . Rezistența apei, măsurată în absența AgCl, este de 100Ω . Constanta celulei, determinată în aceleași condiții este de 50 m . Calculați produsul de solubilitate al AgCl. Conductivitatea ionică molară a ionului Ag^+ este $6,193 \cdot 10^{-3} \text{ S m}^2/\text{mol}$ iar a ionului Cl^- este $7,150 \cdot 10^{-3} \text{ S m}^2/\text{mol}$.
6. Să se determine conductivitatea unei soluții de KCl 1 M, dacă suprafața electrozilor este $1,25 \text{ cm}^2$, distanța dintre ei este $0,84 \text{ cm}$ iar temperatura de lucru este 15°C .
7. Rezistența electrică a unei soluții de acid sulfuric 10 % este $0,342 \Omega$. Să se afle conductivitatea și conductivitatea molară a acestei soluții, dacă suprafața electrozilor este de $5,25 \text{ cm}^2$, distanța dintre ei este $0,65 \text{ cm}$ iar densitatea soluției $1,07 \text{ g/cm}^3$.
8. Caracteristicile unui electrod de mercur picurător sunt: $m = 0,002 \text{ g}$; $t_1 = 4 \text{ s}$. Să se calculeze: (a) suprafața medie a picăturii de mercur; (b) coeficientul de difuziune al ionului Tl^+ în KCl 1 M, cunoscând că $\bar{i}_d = 4,80 \cdot 10^{-6} \text{ A}$ pentru $c_{\text{Tl}^+} = 10^{-6} \text{ mol/ml}$; (c) curentul de difuziune al ionului In^{3+} pentru $c_{\text{In}^{3+}} = 10^{-6} \text{ mol/ml}$, considerând că cei doi ioni au coeficienți de difuziune egali.
9. Curentul-limită al p-nitrofenolului, la o concentrație de 10^{-6} mol/ml este $12,8 \mu\text{A}$ pentru o înălțime a coloanei de mercur de 100 cm și $6,4 \mu\text{A}$ pentru o înălțime a coloanei de mercur de 25 cm . Să se demonstreze că în acest caz curentul-limită are caracter difuzional. Să se determine numărul de electroni implicați în reacție, cunoscând că $D = 7 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$ și $m = 10^{-3} \text{ g/s}$, $t_1 = 4 \text{ s}$ pentru o înălțime a coloanei de mercur de 100 cm .
10. Curentul-limită de difuziune al Pb (II) într-o probă necunoscută cu volumul de 25 ml este de $4,5 \mu\text{A}$. După ce se adaugă 5 ml soluție $5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$ Pb (II), se obține un curent de $9,7 \mu\text{A}$. Care este concentrația plumbului în soluția inițială?

- 11.** Curentul-limită de reducere al ionului Ni^{2+} , măsurat pentru o probă necunoscută cu volumul $V = 10 \text{ ml}$, este $\bar{i}_1 = 2,5 \mu\text{A}$. În această probă se adaugă $0,1 \text{ ml}$ soluție Ni^{2+} de concentrație $5 \cdot 10^{-2} \text{ M}$. Curentul-limită de reducere, măsurat după adaos, este $\bar{i}_2 = 3 \mu\text{A}$. Să se calculeze concentrația ionului nichel în proba necunoscută. Se neglijează variația de volum a soluției după adaos.
- 12.** Într-o celulă polarografică se introduc succesiv: (1) 5 ml soluție tampon amoniacal; (2) se adaugă $0,5 \text{ ml}$ soluție $0,01 \text{ M CdCl}_2$; (3) la soluția precedentă se adaugă $0,5 \text{ ml}$ soluție conținând Cd^{2+} în concentrație necunoscută. După fiecare adaos de soluție se înregistrează polarograma, găsindu-se următoarele valori ale curentului-limită mediu, măsurat la $-1,0 \text{ V}$: $\bar{i}_1 = 1 \mu\text{A}$; $\bar{i}_2 = 18 \mu\text{A}$; $\bar{i}_3 = 25 \mu\text{A}$. Să se calculeze concentrația cadmiului în probă. Potențialul de semiundă pentru Cd^{2+} este $-0,6 \text{ V}$.
- 13.** La 100 ml soluție, conținând Na_2SO_4 (concentrație necunoscut) și $\text{KNO}_3 1 \text{ M}$, se adaugă 1 ml soluție $0,1 \text{ M Pb(NO}_3)_2$. Înregistrând polarograma, se găsește $\bar{i}_{d,1} = 5 \mu\text{A}$. După ce se adaugă încă 1 ml soluție $\text{Pb(NO}_3)_2 0,1 \text{ M}$, rezultă $\bar{i}_{d,2} = 15 \mu\text{A}$.
- Care este concentrația ionului SO_4^{2-} în soluția inițială?
Care este rolul azotatului de potasiu? Se va neglija variația de volum.
- 14.** Curentul de difuziune al ionului Zn^{2+} înregistrat în 50 ml soluție tampon acetat ($\text{pH} = 5$) este de $30 \mu\text{A}$. Dacă se adaugă $0,5 \text{ ml}$ soluție EDTA $0,1 \text{ M}$, se obține $\bar{i}_d = 15 \mu\text{A}$. Să se calculeze concentrația inițială a zincului, știind că acesta formează cu EDTA un compus nereductibil, cu raportul de combinare $\text{Zn}^{2+}/\text{EDTA} = 1/1$. Se va neglija variația volumului soluției.
- 15.** La o probă de 5 ml conținând Cu^{2+} se adaugă 20 ml soluție tampon amoniacal. Înregistrăm polarograma soluției obținute și măsurăm un curent $\bar{i}_d = 10 \mu\text{A}$. Procedând în același mod cu o soluție etalon $5 \cdot 10^{-2} \text{ M CuSO}_4$, rezultă $\bar{i}_d = 18 \mu\text{A}$. Care este concentrația Cu^{2+} în probă?

ISBN 973-558-046-2